

# CROS Pure Charge&Go X

Guide à l'attention des audioprothésistes



# Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Avant et après l'appareillage</b>	<b>4</b>
Assemblage	4
Activation	4
Charge	5
Connexion	5
À propos du numéro de série	6
<b>Remplacement du boîtier</b>	<b>7</b>
Démontage	7
Assemblage	9
<b>Informations importantes sur la sécurité</b>	<b>11</b>
Avertissements généraux	11
Batteries défectueuses	12
<b>Autres informations</b>	<b>13</b>
Périodes de stockage	13

# Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur l'émetteur CROS équipé de batteries (piles lithium-ion) intégrées de façon permanente.



## **ATTENTION**

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.

# Avant et après l'appareillage

L'émetteur CROS doit être préparé avant le début de l'appareillage.

## Assemblage

- ▶ Chaque émetteur CROS est livré avec une batterie intégrée. Il n'est donc pas nécessaire d'y insérer de pile.
- ▶ Fixez un embout à l'écouteur correspondant.
- ▶ Fixez l'écouteur à l'émetteur en l'emboîtant en place.
- ▶ Enfoncez la barre de verrouillage de l'écouteur dans le boîtier.



## Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, activez l'émetteur CROS en le plaçant dans le chargeur. Attendez que le premier voyant orange s'allume.

Remarque :

- Un émetteur CROS activé mais **non utilisé** peut se décharger plus vite qu'un émetteur **non** activé. L'émetteur doit être activé juste avant la première utilisation ou le premier appareillage.

## **Charge**

Les émetteurs sont livrés préchargés. Ils devraient avoir suffisamment de puissance pour la réalisation du premier appareillage.

Il est recommandé d'effectuer une charge complète de l'émetteur avant le premier appareillage et la remise au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.

Respecter les conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'émetteur et du chargeur.

## **Connexion**

Utilisez le programmeur Noahlink Wireless pour ajuster l'émetteur CROS via le réseau sans fil.


## À propos du numéro de série

Le numéro de série et le niveau de performance sont imprimés sur le boîtier.

Lorsqu'un émetteur est retourné par notre service, vérifiez le numéro de série sous le rocker-switch :

- ▶ Glissez l'ongle sous le rocker-switch pour le désenclencher et découvrir le numéro de série.

Remarque : Si vous appuyez sur la partie inférieure du rocker-switch pendant plus de 3 secondes, l'émetteur est susceptible de s'allumer. Après le réassemblage, vous pouvez éteindre l'émetteur en appuyant longuement sur la partie inférieure du rocker-switch.



# Remplacement du boîtier




## REMARQUE


- ▶ Cette tâche de maintenance doit être effectuée par l'audioprothésiste.

## Démontage


- ▶ Retirez l'écouteur et les axes.



- ▶ Détachez le boîtier supérieur par la partie avant.




- Retirez le boîtier inférieur en le tirant. Aucun outil n'est requis.






## Assemblage


- ▶ Installez le boîtier inférieur.




- ▶ Installez le boîtier supérieur en engageant d'abord la partie avant.



- Fixez les axes. Respectez bien les différentes longueurs et les différents diamètres des axes.



- Fixez l'écouteur.



# Informations importantes sur la sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec l'émetteur CROS.



## REMARQUE

- ▶ Vous ne devez en aucun cas remplacer les batteries. Cette opération relève exclusivement de la compétence d'un centre d'entretien agréé.

## Avertissements généraux



### AVERTISSEMENT

Une batterie (batterie rechargeable lithium-ion) est intégrée de façon permanente à l'appareil. Une utilisation incorrecte de la batterie ou de l'appareil peut provoquer l'explosion de la batterie.

Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- ▶ Suivez les consignes de sécurité concernant les batteries qui sont indiquées dans ce paragraphe.

## Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est défectueuse :

- ▶ Placez l'appareil dans le chargeur. Si un voyant s'allume en rouge, alors la batterie est effectivement défectueuse.
- ▶ Inspectez visuellement l'appareil. Le test est considéré comme non concluant si vous constatez au moins une des conditions ci-dessous :
  - Il y a des signes physiques de déformation, provoquée par le gonflement de la batterie au lithium à l'intérieur de l'appareil auditif.
  - Il y a des traces visibles de fuite émanant de la batterie au lithium.
  - Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au toucher.

Si une seule de ces étapes d'essai révèle une anomalie, vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut plus être expédié. Veuillez donc noter le numéro de série de l'appareil, prendre une photo des dommages constatés, puis consulter le service client Sivantos avant de mettre le produit au rebut, en respectant la réglementation locale.

# Autres informations

## Périodes de stockage

La durée de conservation d'un appareil qui n'a pas été activé est de 3 mois.

Une fois activée, la batterie doit être chargée au moins tous les 6 mois pour rester en bon état. Nous vous recommandons de recharger l'appareil tous les 3 mois.

## Symboles utilisés dans ce document

---



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.

---



Indique un risque de dommage matériel.

---



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

---





Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

 **Fabricant légal**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Allemagne  
Tél. +49 9131 308 0  
[www.signia-audition.fr](http://www.signia-audition.fr)  
[www.signia-hearing.can](http://www.signia-hearing.can)  
[www.signia-hearing.ch](http://www.signia-hearing.ch)

Document No. 04120-99T01-7700 FR  
Order/Item No. 109 767 75  
Master Rev01, 01.2020  
© 02.2020, Signia GmbH. All rights reserved



0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**