

# Styletto X

Guide for Hearing Care Professionals



Made for

 iPhone | iPad | iPod

## Content

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Before and after fitting</b>	<b>4</b>
Assembling	4
Activating	5
Charging	6
Connecting	6
Noting the serial number	6
<b>Troubleshooting</b>	<b>7</b>
Exchanging the receiver wax guard	7
<b>Important safety information</b>	<b>8</b>
General warnings	8
Defective power cells	9
<b>Further information</b>	<b>10</b>
Storage periods	10
Symbols used in this document	11

## Introduction

This guide is intended for Hearing Care Professionals. It provides important information on hearing instruments with permanently built-in power cells (lithium-ion batteries).



### CAUTION


It is important to read this guide, the user guide and the safety manual thoroughly. Follow the safety information to avoid damage or injury.

## Before and after fitting

You have to prepare the hearing instruments before you can start fitting.

### Assembling

- ▶ A power cell is installed in every hearing instrument on delivery. There is no need to insert a battery.
- ▶ Attach a suitable ear piece to the suitable receiver unit.
- ▶ Attach the receiver unit to the hearing instrument by clicking it in place.
- ▶ Push the receiver locking bar into the housing.



### Activating

Before first use or first fitting you have to activate the hearing instruments. Place the hearing instruments in the charger (if they are not already inserted) and press the charger's button until the LEDs for the hearing instruments light up green.

Note:

- Hearing instruments that are activated and **not used** may discharge faster than hearing instruments that have **not** been activated. Only activate the hearing instruments before first use or first fitting.

## Charging

Charge the hearing instruments for at least 15 minutes before a first fitting session.

Fully charge the hearing instruments before delivery to the client. A full charging cycle takes approximately 4 hours.


Follow the operating conditions in both the hearing instrument's and the charger's user guide.

## Connecting

Use Noahlink Wireless to fit the hearing instruments wirelessly.

## Noting the serial number

The serial number is printed on the housing.




## Troubleshooting

Before sending a hearing instrument to our service address, perform a visual check to see if the receiver is blocked by cerumen. If this is the case, exchange the receiver wax guard.

### Exchanging the receiver wax guard

- ▶ Remove the ear piece.
- ▶ Screw the threaded end of the wax guard changing tool into the filter of the external receiver.
- ▶ Remove the used filter.
- ▶ Flip the tool over and push the new wax guard into place.
- ▶ Release the filter by tilting the changing tool to the side. Then dispose of the changing tool.



## Important safety information

This section contains important safety information regarding the power cell. For more safety information, refer to the safety manual and the user guide supplied with the hearing instruments.



### NOTICE

- ▶ Do not exchange power cells. This may only be performed by Service Center only.

## General warnings



### WARNING

A power cell (lithium-ion rechargeable battery) is permanently built into the hearing instrument. Incorrect use of the power cell or the hearing instrument can cause the power cell to burst. Risk of injury, fire or explosion!

- ▶ Follow the safety instructions for power cells in this section.

## Defective power cells

In case you think the power cell is defective comply with the following steps:

- ▶ Place the hearing instrument into the charger. If you get a red LED then the power cell is defective.
- ▶ Perform visual inspection of the hearing instrument. The test is considered failed if it has any of below criteria:
  - There is physical sign of deformation caused by bloated lithium power cell inside.
  - There is visible leakage from the lithium power cell.
  - Product is generating heat on its own or hot to the touch.

If any of the test steps failed, consider the power cell defective. Due to safety concerns the hearing instrument cannot be shipped anymore. Please record the serial number of the hearing instrument, take a photo of the damages, and consult with Sivantos Customer Service team before disposal of the product according to local regulations.

## Further information


### Storage periods

Unused hearing instruments lose their charge. Observe the following storage periods to avoid deep-discharge:

- Hearing instruments that have not been activated or used can be stored up to 12 months after production date. The production date is printed on the hearing instrument's label on the packaging.
- Once a hearing instrument is activated, in order for it to remain in good condition it needs to be charged at least every 6 months.

## Symbols used in this document


---

 Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.


---

 Indicates possible property damage.

---

 Advice and tips on how to handle your device better.

---

 "Made for iPhone", "Made for iPad", and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, iPad, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone, iPad, or iPod may affect wireless performance.

# Styletto X

Guía para especialistas en audición



Made for  
 iPhone | iPad | iPod

# Contenidos

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Antes y después del ajuste</b>	<b>4</b>
Montaje	4
Activación	5
Carga	6
Conexión	6
Anotación del número de serie	6
<b>Solución de problemas</b>	<b>7</b>
Sustitución del protector anticera	7
<b>Información importante de seguridad</b>	<b>8</b>
Advertencias generales	8
Baterías defectuosas	9
<b>Información adicional</b>	<b>10</b>
Periodos de almacenamiento	10
Símbolos utilizados en este documento	10

# Introducción

Esta guía está dirigida a los especialistas en audición. Proporciona información importante sobre los audífonos con baterías permanentemente integradas (pilas de ion de litio).



## ATENCIÓN

Es importante que lea detenidamente esta guía, el manual del operador y el manual de seguridad. Siga la información de seguridad para evitar daños o lesiones.




## Antes y después del ajuste

Es necesario preparar los audífonos antes de comenzar el ajuste.

### Montaje

- ▶ Todos los audífonos se suministran con una batería instalada. No es necesario colocar una pila.
- ▶ Coloque un molde adecuado en la unidad auricular apropiada.
- ▶ Presione la unidad auricular para conectarla al audífono.
- ▶ Empuje la barra de bloqueo del auricular en la carcasa.



### Activación

Los audífonos deben activarse antes de usarlos o ajustarlos por primera vez. Coloque los audífonos en el cargador (si todavía no lo ha hecho) y pulse el botón del cargador hasta que las luces LED de los audífonos se enciendan en verde.

Nota:

- Es posible que los audífonos activados que **no se utilizan** se descarguen más rápidamente que los audífonos que **no** se han activado. Active los audífonos solamente cuando vaya a usarlos o ajustarlos por primera vez.

## Carga

Cargue los audífonos como mínimo durante 15 minutos antes de una primera sesión de ajuste.

Cargue los audífonos completamente antes de la entrega al cliente. Un ciclo de carga completo dura aproximadamente 4 horas.


Respete las condiciones de funcionamiento que figuran en los manuales del operador del audífono y del cargador.

## Conexión

Utilice Noahlink Wireless para ajustar los audífonos de forma inalámbrica.

## Anotación del número de serie

El número de serie está impreso en la carcasa.




## Solución de problemas

Antes de enviar un audífono al servicio técnico, realice una comprobación visual para determinar si hay cerumen obstruyendo el auricular. En tal caso, cambie el protector anticera del auricular.

### Sustitución del protector anticera

- ▶ Retire el molde.
- ▶ Enrosque el extremo roscado de la herramienta para cambiar el protector anticera en el filtro del auricular externo.
- ▶ Retire el filtro usado.
- ▶ Dé la vuelta a la herramienta y presione el nuevo protector anticera hasta que encaje en su sitio.
- ▶ Libere el filtro inclinando la herramienta hacia un lado. A continuación, puede tirar la herramienta.



## Información importante de seguridad

En esta sección se presenta información de seguridad importante sobre la batería. Para obtener más información de seguridad, consulte el manual de seguridad y el manual del operador suministrados con los audífonos.



### AVISO

- ▶ No intercambie baterías. Esto solo se puede realizar en el Centro de Servicio.

## Advertencias generales



### ADVERTENCIA

El audífono contiene una batería (pila recargable de ion de litio) integrada de forma permanente. El uso incorrecto de la batería o del audífono puede provocar que la batería reviente.

Riesgo de lesiones, fuego o explosión.

- ▶ Siga las instrucciones de seguridad para las baterías que figuran en esta sección.

## Baterías defectuosas

Si cree que la batería está defectuosa, siga los siguientes pasos:

- ▶ Coloque los audífonos en el cargador. Si se enciende una luz LED roja, la batería está defectuosa.
- ▶ Realice una inspección visual del audífono. La prueba se considera fallida si cumple con alguno de los siguientes criterios:
  - Hay señales físicas de deformación debido a que la batería de litio que se encuentra en el interior está hinchada.
  - Hay fugas visibles de la batería de litio.
  - El producto genera calor por sí mismo o está caliente al tacto.

Si alguno de los pasos de prueba falla, considere que la batería está defectuosa. Debido a problemas de seguridad, el audífono ya no se puede enviar. Registre el número de serie del audífono, tome una fotografía de los daños y consulte con el equipo de Servicio de Atención al Cliente de Sivantos antes de desechar el producto conforme a las normativas locales.

## Información adicional


### Periodos de almacenamiento

Los audífonos que no se utilizan se van descargando. Respete los siguientes periodos de almacenamiento para evitar una descarga completa:


- Los audífonos que no se han activado o utilizado se pueden almacenar hasta 12 meses después de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está impresa en la etiqueta del embalaje del audífono.
- Una vez activado el audífono, es necesario cargarlo como mínimo cada 6 meses para que se mantenga en buen estado.

### Símbolos utilizados en este documento


---

 Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.

---

 Indica posibles daños materiales.

---

 Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

---



"Made for iPhone", "Made for iPad" y "Made for iPod" significan que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a un iPhone, iPad o iPod respectivamente, y el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con los estándares de seguridad ni con las normativas. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPhone, iPad o iPod puede afectar al rendimiento de la conexión inalámbrica.

**Manufactured by**

Sivantos, Inc.

10 Constitution Avenue

Piscataway, NJ 08854

Phone: (800) 766-4500

Fax: (732) 562-6696

Information in this brochure is subject to change without notice.

La información que contiene este folleto está sujeta a cambios sin aviso.

Hearing Instrument Made in Singapore.  
Instrumento auditivo Hecho en Singapur.



Document No. 04142-99T01-7600 EN, EN-USA D10981068  
Order/Item No. 10981068 1.0 V11011083 18K SIV-7628-20  
Master Rev01, 01.2020

© 02.2020, Sivantos Inc. All rights reserved.

**signiausa.com**