



## Ihre Vorteile mit Signia Zubehör.

### Entspanntes Fernsehen mit StreamLine TV

- TV-Ton wird direkt in Bluetooth®-fähige Hörgeräte gesendet
- Besseres Verstehen bei Filmen
- Lautstärke vom Partner getrennt wählbar
- Auch ohne Smartphone nutzbar
- Stereo in Dolby Digital®



### Leichte Handhabung durch Akkutechnologie

- Kein Batteriewechsel mehr
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Schont Ressourcen
- Keine Batterielade nötig, dadurch höhere Feuchtigkeitsstabilität



### Fernbedienung ohne Smartphone: miniPocket

- Fernbedienung für Lautstärke, Hörprogramme und Stummschaltung
- So klein wie ein Schlüsselanhänger
- Kann am Schlüsselring befestigt werden



### Unterstützung Tag und Nacht: Signia Assistant

- Digitaler Helfer in der Signia App
- Begleitung in jeder Hörsituation
- Klangverbesserungen sofort hörbar
- Leicht zu bedienen
- Infos zur Handhabung der Hörgeräte



Signia Assistant in der Signia App für Bluetooth-fähige Xperience Hörgeräte

### Einfache Steuerung per Signia App\*

- Diskrete Steuerung per Smartphone oder Tablet
- Lautstärke- und Programmwahl
- Für jedes Hörgerät verfügbar



\*Die App ist kompatibel mit Android und iOS. Der Download im Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

### Zubehör für Android und mehr: StreamLine Mic

- Bluetooth-Verbindung von Android-Smartphones und Bluetooth-fähigen Telefonen zu den Hörgeräten
- Hands-free-Telefonie für Android und iOS
- Als Fernmikrofon einsetzbar



**Kontakt**  
 WS Audiology Switzerland AG  
 Zeltweg 29  
 8032 Zürich

04402-99C1 | Gedruckt in der Schweiz |  
 ©03.2021 WS Audiology Switzerland AG

[facebook.com/Signia-Hearing-Switzerland](https://www.facebook.com/Signia-Hearing-Switzerland)

[youtube.com/signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)


[signia.net/de-ch](https://www.signia.net/de-ch)

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

# Die Leistungsklassen im Überblick.



<b>KLANG-BRILLANZ</b>	Je besser die Übertragung hoher Töne, desto brillanter der Klang. Signia Hörgeräte der Leistungsklasse 7 verarbeiten hohe Frequenzen bis 12 kHz, ein Meisterwerk der Hörgerätekategorie.
<b>HALLIGE RÄUME</b>	Ein spezielles Hörprogramm schwächt Nachhall ab, der in Kirchen, Foyers oder grossen Räumen mit Parkettboden auftritt. Das Verstehen wird dadurch wesentlich erleichtert.
<b>MUSIKER</b>	Hörgeräteträger, die im Chor singen oder ein Blasinstrument spielen, hören sich selbst üblicherweise lauter als die anderen Musiker. Ein spezielles Hörprogramm perfektioniert diesen Klangeindruck und gleicht die Lautstärke optimal an.
<b>VERSTEHEN VON DER SEITE</b>	Beim Spaziergehen zu zweit oder im Auto kommt Sprache meist von der Seite. Signia Hörgeräte können gezielt seitliche Sprecher aus einer geräuschvollen Umgebung hervorheben.
<b>INDIVIDUELLES RICHTUNGSHÖREN</b>	Es gibt Situationen, in denen man am besten selbst entscheidet, wohin man lauschen möchte. Mit der Signia App können Sie steuern, aus welcher Richtung der Schall besonders wichtig für Sie ist und wieviel Störgeräusch von hinten ausgeblendet werden soll.
<b>IN GRUPPEN</b>	Sie möchten sich im Restaurant mit Ihren Freunden unterhalten und gleichzeitig die Bedienung verstehen, die sich von hinten nähert? Signia Xperience Hörgeräte ermöglichen Hören aus allen Richtungen - trotz lauter Umgebung.
<b>BEWEGUNG</b>	Mit integrierten Bewegungssensoren erzielen Signia Xperience Hörgeräte herausragende Umgebungswahrnehmung. Eine Fahrradklingel von hinten sowie Richtungen und Distanzen sind leichter wahrnehmbar, ein wichtiger Sicherheitsaspekt im Strassenverkehr.*
<b>NATÜRLICHE EIGENE STIMME</b>	Signia Hörgeräte besitzen die in der Hörgerätebranche einmalige Fähigkeit, die eigene Stimme des Hörgeräteträgers separat zu regeln, um eine beeindruckende Natürlichkeit zu erzielen.*
<b>MUSIKHÖREN</b>	Ob im Konzert oder beim Musikhören zu Hause, die kristallklare Übertragung in HD-Qualität ist das Resultat hochentwickelter Chip-Technologie - beeindruckende Dynamik für höchsten Hörgenuss.
<b>WINDGERÄUSCHE</b>	Durch binaurale Verarbeitung reduzieren Signia Hörgeräte in den Leistungsklassen 7 und 5 Windgeräusche, die beispielsweise beim Fahrradfahren stören können, und verbessern den Klang proaktiv.
<b>GESCHIRRLAPPERN</b>	Geräusche wie Geschirrklopfen oder Zeitungsrascheln werden erkannt und blitzschnell reduziert, ohne dabei das Sprachverstehen zu beeinträchtigen. Das Hören in Alltagssituationen wird dadurch noch angenehmer.
<b>TV-TON DIREKT</b>	Ein kleines Kästchen, angeschlossen am Fernseher, sorgt dafür, endlich wieder entspannt fernsehen zu können. Über Bluetooth® erreicht der TV-Ton die Hörgeräte direkt. Deshalb spielen die Klangqualität des Fernsehers und Raumverhältnisse keine Rolle mehr.
<b>STREAMING</b>	Ob Navigationsansagen, Übersetzungs-Apps oder Musik-Streaming: Sie hören die Informationen aus Ihrem Smartphone direkt in Ihren Hörgeräten, und zwar in Stereo-Qualität.**
<b>SIGNIA ASSISTANT</b>	Ihr digitaler Assistent unterstützt Sie bei Klangeinstellungen und Fragen zur Handhabung, jeden Tag, 24 Stunden lang. Sie benötigen dafür die Signia App, Bluetooth-fähige Xperience Hörgeräte und eine Internetverbindung.
<b>IM STÖRGERÄUSCH</b>	Alle Signia Hörgeräte sind mit einem Störgeräusch-Management und einem Richtmikrofon ausgestattet. Je feiner die Klangverarbeitung (Anzahl der Kanäle), desto effektiver und gezielter werden Störgeräusche gemindert.
<b>APP-FERNBEDIENUNG</b>	Der beleuchtete Bildschirm eines Smartphones ist eine ideale Bedienoberfläche. Alle Funktionen der Signia App sind übersichtlich zu bedienen und es ist für Außenstehende nicht erkennbar, dass Sie Ihre Hörgeräte einstellen.

\* Nicht bei Im-Ohr-Hörgeräten und Active Pro  
 \*\* Bei Android Geräten wird ein Zubehör benötigt.

Earbud-Design	Click IdO	Massgefertigtes IdO
<b>Active</b>	<b>Silk</b>	<b>Insio***</b>
IdO im Earbud-Design	Sitzt komplett im Ohr	Sitzt komplett im Ohr
Bluetooth-Streaming	Kompakte Bauform	Bluetooth-Streaming optional
Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Ohne Massanfertigung	Massgefertigte Schale

SLIM-RIC	RIC	HdO
<b>Styletto</b>	<b>Pure</b>	<b>Motion***</b>
Herausragendes Design, perfekter Sitz	Besonders kleine Bauform	Robuste Bauweise
Bluetooth-Streaming	Bluetooth-Streaming	Bluetooth-Streaming
Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Akkutechnologie (optional)	Akkutechnologie

\*\*\*Diese Hörgeräte sind in verschiedenen Bauformen erhältlich.