



### Die Vorteile des Signia Assistant:

- 24/7-Support, wann immer Sie Unterstützung brauchen.
- Antworten auf Ihre Fragen zur Handhabung der Hörgeräte.
- Klangverbesserungen sofort hören und bei Gefallen dauerhaft übernehmen, damit Sie in jeder Situation das hören, was für Sie am wichtigsten ist.

Die Signia App ist mit Android und iOS kompatibel. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.



Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen

50326-99C1 | Gedruckt in Deutschland  
© 01.2022 Signia GmbH

Sie finden uns unter:



[signia.net](http://signia.net)



[facebook.com/SigniaHearingGermany](https://facebook.com/SigniaHearingGermany)



[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)



[instagram.com/signiahearing](https://instagram.com/signiahearing)


# Be Brilliant™

# Signia Assistant

Ihr persönlicher Assistent.



[signia.net/konnektivitaet/signia-assistant](http://signia.net/konnektivitaet/signia-assistant)



## Individueller Service rund um die Uhr.



Der Signia Assistant ist Ihr persönlicher Assistent, damit Sie auch dann Unterstützung bekommen, wenn Ihr/e HörakustikerIn nicht für Sie da sein kann.

Der Signia Assistant steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihnen bei Klangeinstellungen zu helfen und Ihre Fragen zur Handhabung der Hörgeräte zu beantworten.

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz liefert der Signia Assistant individuelle Vorschläge zur Klangeinstellung. Er lernt Ihre Präferenzen, um Ihnen ein optimales, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Hörerlebnis zu ermöglichen.

## Der Signia Assistant in der Signia App.




Nutzen Sie die Signia App nach Ihren Vorlieben:

1. Für kurzfristige Änderungen nutzen Sie die Fernbedienungsfunktion der Signia App. Beim Ausschalten der Hörgeräte werden die Änderungen wieder verworfen.
2. Mit dem Signia Assistant in der Signia App nehmen Sie individuelle Klangeinstellungen vor, die auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Hörgeräte erhalten


## Einfach mit dem Signia Assistant starten:




Wenn Sie die Signia App öffnen, erscheint das Symbol des Signia Assistant oben rechts auf Ihrem Bildschirm.




Klicken Sie einfach darauf. Der Signia Assistant wird Sie begrüßen und fragen, wie er Ihnen helfen kann.




Wählen Sie aus einer Liste, in welchem Bereich Sie gerade Unterstützung brauchen.



Beantworten Sie die Fragen des Signia Assistant, damit er Ihnen helfen kann.



Auf Grundlage Ihrer Antworten schlägt er Ihnen Klangverbesserungen vor.



Sie können die neuen Einstellungen beibehalten, rückgängig machen oder sie weiter verbessern.

Bei Fragen zur Handhabung der Hörgeräte ist die Vorgehensweise identisch.