

Genießen Sie vollste Konnektivität.



Erleben Sie natürliches Hören.



Telefon
Streamen Sie Telefonate direkt von Ihrem iPhone (und mit dem StreamLine Mic von Ihrem Android-Smartphone) in Ihre Hörgeräte - für absoluten Komfort.

Musik
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem iPhone (und mit StreamLine Mic von Ihrem Android-Smartphone) direkt in Ihren Hörgeräten - für eine herausragende Klangerfahrung.

TV
Hören Sie den Fernsehton mit StreamLine TV direkt in Ihren Hörgeräten. Starten Sie einfach das Streaming und stellen Sie die Lautstärke mit der myControl-App ein. Das TV-Streaming ist auch ohne Smartphone möglich.

Fernbedienung
Stellen Sie Ihre Hörgeräte Motion 13 mit der myControl-App und Ihrem Smartphone als Fernbedienung ein und stimmen Sie die Hörgeräte auf Ihre persönlichen Vorlieben ab.

Und wenn Sie kein Smartphone besitzen, können Sie Ihre Hörgeräte mit der Fernbedienung miniPocket komfortabel steuern.

Hören der eigenen Stimme
Viele Hörgeräteträger nehmen ihre Stimme als unnatürlich wahr. Die Hörgeräte-Weltneuheit Signia Motion 13 löst dieses Problem: Mit **OVP™ (Own Voice Processing)** erleben Sie eine natürlich klingende eigene Stimme, kombiniert mit umfassendem Hören aller anderer Umgebungsgeräusche - für die angenehmste natürliche Hörerfahrung.

Sprache im Störgeräusch
Dank ihrer herausragenden **Sprachqualität** ermöglichen die Hörgeräte Motion 13, Sprache klar und deutlich zu hören. Das macht es für Sie einfacher, Ihren Gesprächspartner zu verstehen, sogar in sehr lauter Umgebung wie in einem Restaurant oder auf einer Konferenz.

Unterhaltung in Bewegung
Der **3D-Classifer der Hörgeräte** Motion 13 bietet Ihnen höchste Hörqualität in allen Situationen - ob Sie stehen, sprechen oder zuhören. Sogar auf Hörsituationen, in denen Sie sich bewegen, stellen sich die Hörsysteme automatisch über die myControl-App ein.

Klarheit des Kluges
Die Hörgeräte Motion 13 beeindrucken durch einen natürlichen und klaren Klang in nahezu allen Situationen - auch in lauter Umgebung.

Eine maßgeschneiderte Hörerfahrung
Die Hörgeräte Motion 13 bieten verschiedene Anpass- und Handhabungsmöglichkeiten, um Ihren Wünschen und Anforderungen perfekt zu entsprechen. Auf diese Weise kann Ihr Hörakustiker Ihnen die für Sie bestmögliche Hörlösung anpassen.

Hörkomfort auf höchstem Level
Die Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte Motion 13 sitzen angenehm und diskret hinter Ihrem Ohr. Ihre ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort.

Für nahezu jeden Hörverlust
Leicht, moderat oder stark, die Hörgeräte Motion 13 bewältigen alle Herausforderungen und geben Ihnen den natürlichen Klang des Lebens zurück.

Für mehr Informationen über die Hörgeräte Motion 13 gehen Sie auf signia-hoergeraete.de oder wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden.

Android und Google Play sind Handelsmarken von Google Inc. Apple App Store ist eine Handelsmarke von Apple Inc.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

NATUR ALS VORBILD.

Die Motion 13 Hörgeräte von Signia. Die flexible Lösung für die natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme.



Hersteller
Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Deutschland

Gedruckt in Deutschland
© 04.2019 Signia GmbH

Besuchen Sie uns auf:

signia-hoergeraete.de
signia-hoergeraete.at
signia-hoergeraete.ch

 facebook.com/signiahearinggermany

 youtube.com/signiahearing




Mehr über Motion 13.



myControl-App.

myHearing-App.



Das Motion 13.

Erfreuen Sie sich am Klang des Lebens.

Ein kleiner Plausch mit den Nachbarn, ein nettes Gespräch bei einem Kaffee oder auf dem Balkon sitzen und den Vögeln zuhören - mit den Hörgeräten Signia Motion 13 erleben Sie eine großartige Klangerfahrung.

Außerdem nehmen Sie Ihre Stimme in bestmöglichem Einklang mit der Umwelt wahr und erfreuen sich an einem natürlichen Hörerlebnis in bester Hörqualität.

Genießen Sie alle wundervollen Momente des Lebens mit den Hörgeräten Signia Motion 13!

Telefonate, Musik und TV-Ton direkt in die Hörgeräte übertragen.

Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik oder den TV-Ton in bester Stereo-Qualität direkt in Ihre Hörgeräte. Signia „Made for iPhone“ Hörgeräte werden direkt mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod verbunden, sodass Sie Ihre Telefonate und Musik einfach in die Hörgeräte übertragen können. Bei Android-Geräten ermöglicht das Zusatzgerät StreamLine Mic die direkte Übertragung.

Sie haben kein Smartphone? Mit StreamLine TV kann der Ton Ihres Fernsehers in Dolby Digital-Qualität direkt in die Hörgeräte übertragen werden.

Unbeschwertes Fernsehen mit Ihren Lieben oder Toben im Garten - mit den Hörgeräten Motion 13 ist alles möglich.

Weitere Fakten.



Optionale Telefonspule


Das optional erhältliche Batteriefach von Signia Motion 13 ist mit einer Telefonspule ausgestattet. An Orten mit einer Induktionsschleife hilft es Ihnen, den Sprecher klarer zu verstehen. Wählen Sie einfach das T-Programm aus, wenn Sie das T-Zeichen links in der Umgebungsleiste der App sehen.



Farben

Motion 13 ist in einer Vielzahl von Haut- und Haartönen erhältlich. Verfügbare Farben hängen vom Modell ab.

Originalgröße in cm



Nutzen Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung.

Mit der myControl-App lassen sich Ihre Hörgeräte ganz einfach fernbedienen. Sie können jederzeit individuelle Einstellungen vornehmen oder den Batteriestand auslesen. Mit dieser App ist es erstmals möglich, Smartphone-Bewegungssensoren zu nutzen, damit sich Ihre Hörgeräte noch besser auf dynamische Hörsituationen einstellen können.

Genießen Sie die Vorteile der myControl-App in unterschiedlichen Hörsituationen: Nehmen Sie Voreinstellungen für bestimmte Hörumgebungen wie z.B. Café, Kino oder für Gespräche vor und widmen sich uneingeschränkt den Dingen im Leben, die Ihnen Spaß machen!

Kostenloser Download der App.



* Kompatibel mit Android und iOS.

Noch besser verbunden mit Ihrem Hörakustiker.

Die myHearing-App lässt Sie in kürzester Zeit mit Ihren neuen Hörgeräten vertraut werden, da sie neben speziellen Hörübungen auch wichtige Informationen rund um die Hörgeräte bietet.

Sie haben eine Frage oder brauchen einen Rat? Kontaktieren Sie über die myHearing-App einfach Ihren Hörakustiker via Telefonanruf oder Chat. Sie können einen Folgetermin unerwartet nicht wahrnehmen? Kein Problem: Ihr Hörakustiker kann sich einfach über das Smartphone mit Ihren Hörgeräten verbinden und auf diesem Weg bequem Anpassungen vornehmen.

Kostenloser Download der App.



* Kompatibel mit Android und iOS.