

Batterie Li-on  
RechargeableConnectivité  
Bluetooth®Détection  
automatique des  
environnementsSignia  
AssistantAdaptation  
immédiateDirectivité  
adaptativeClasse LPP  
du produit

6 coloris disponibles



## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	-
Contrôle de volume	-	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	dB	
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	42	
<i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Simulateur d'oreille	53	
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	118	
<i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Simulateur d'oreille	128	
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2	1	
Plateforme (Puce)	X	Nx	Px
Nb de programmes max. mémorisables	6		

## FONCTIONNALITÉS

	PRO (7)
Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■■■■■
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	20
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	✓
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	✓
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓
Service à distance TeleCare	✓

## ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	PRO (7)
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct ( <i>sans accessoire</i> ) Iphone Android	🍏
Streaming via accessoire Iphone Android	🍏 🤖
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	StreamLine TV