

Retrouvez le plaisir d'une audition en couleurs.

La solution innovante CROS Pure.
Pour les pertes auditives unilatérales.



Solutions
Auditives

SIEMENS

CROS Pure

Simple d'utilisation et ingénieux.


L'unité micro sans fil CROS Pure™ permet aux personnes souffrant d'une oreille non appareillable de profiter de certains des avantages d'une audition binaurale. Compatible avec la gamme primax™, CROS Pure est certifié IP67 - résistant à l'humidité et à la poussière - pour une plus grand fiabilité.

CROS Pure en un coup d'œil :



CROS Pure

Taille réelle en cm



CROS Pure est disponible dans plusieurs coloris et s'adapte ainsi à tous les types de cheveux et de peaux.



Beige



Argent*



Granit*



Gris*



Tabac*

* Disponible en kit de conversion CROS Pure.




Entendre sans effort dans toutes les situations. Avec CROS Pure.

Entendre a toujours été un challenge pour vous et pour cause : vous présentez une oreille cophotique (oreille sourde) qui vous oblige à vous tourner ou à vous déplacer à chaque fois qu'une personne vous parle de ce côté. Cela est souvent le cas en voiture, dans la rue, au restaurant avec des amis ou tout simplement dans des lieux bruyants.

Avec CROS Pure, combiné à une aide auditive primax™, les sons captés du côté cophotique sont traités puis transmis sans fil vers l'oreille appareillée.

Plus besoin ainsi de tourner la tête, vous pouvez vous détendre et comprendre chaque mot, sans effort. Avec CROS Pure, vous vous concentrez sur la conversation, et non sur l'audition.



Réception des sons provenant du côté cophotique.

CROS Pure transmet les sons à l'aide auditive de l'autre côté.



Réception des sons provenant du côté cophotique, mixés et amplifiés avec les signaux du côté appareillé.

CROS Pure transmet les sons à l'aide auditive de l'autre côté.

Les informations contenues dans le présent document comprennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d'utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabricant légal

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Allemagne

Sivantos S.A.S. est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

Sivantos S.A.S.
CS 70025
175 Boulevard Anatole France
93285 Saint-Denis Cedex
France

FDOC7075 | Imprimé en France | Arlys (02/2017)
© Signia GmbH 2017.

signia-audition.fr

