

signia

Life sounds brilliant.

CROS Pure™

Fiche technique



CROS Pure | Caractéristiques et accessoires

Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP67
Coque nanoprotégée	●
RoHS	Oui
Pile	
Taille	312
Tension	1.3 V
Consommation	1.4 mA
Durée de vie (pile zinc air)	~ 90 h
Données techniques	
IRIL IEC 118-13:2011	
800-960 MHz	<-5 dB SPL
1400-2000 MHz	<-10 dB SPL
Champ magnétique	
EN300330 dispositif à courte portée	-24.5 dB μ A/m @ 10 m
RS 210, problème 8	-17.5 dB μ V/m @ 30m
Fréquence d'envoi	3.28 MHz
Plage de transmission	18 cm

Ce document contient des descriptions générales de solutions techniques disponibles, qui selon les cas individuels ne sont pas toujours présentes et sont susceptibles de changer sans préavis. Les accessoires requis doivent être cependant spécifiés dans chaque cas à la fin du contrat.

 **Fabricant légal** Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0



ATTENTION

Risque d'étouffement par ingestion de petites pièces.
► Cet appareil n'est pas destiné pour l'adaptation des bébés, des enfants de moins de 3 ans ou des personnes en situation de handicap mental.

Order No. 02794-99T3-7600
© 06.2019, Signia GmbH
All rights reserved

www.signia-pro.fr