



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	oui (option)	Bobine d'induction T	oui (option)
Contrôle de volume	oui (option)	Entrée audio directe	non
Témoin lumineux	non	Indice de protection (poussière/eau)	non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	113/50	118/55	124/65
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	50	55	65
	Simulateur d'oreille	61	65	75
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc	113	118	124
	Simulateur d'oreille	124	129	134
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2		1	
Plateforme (Puce)	X	Nx		Px
Nb de programmes max. mémorisables		6		

FONCTIONNALITÉS

	3
Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■ ■ □ □ □
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓ (option)
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	-
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	12
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	1
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓ Fixe
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓ (option)
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓
Service à distance TeleCare	✓

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité sur Iphone et Android	oui
Sreaming direct (sans accessoire) Iphone Android	non
Streaming via accessoire Iphone Android	oui - Smart Connect (option)
Télécommande	miniPocket - Smart Connect
Microphone déporté / Kit mains libres	non
Accessoire spécifique pour la télévision	TV transmitter