



312

Pile

Compatible  
Signia AppConnectivité via  
collier à inductionCompréhension  
dans le calme

1

Classe LPP  
du produit

3 coloris disponibles



## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	oui (option)	Bobine d'induction T	non
Contrôle de volume	non	Entrée audio directe	non
Témoin lumineux	non	Indice de protection (poussière/eau)	-

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	118/55	124/65
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	55 65	65 75
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	118 128	124 134
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2		1
Plateforme (Puce)	X	Nx	Px
Nb de programmes max. mémorisables		6	

## FONCTIONNALITÉS

	3
Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■ ■ □ □ □
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓ (option)
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	-
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	12
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	-
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓ Fixe
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	-
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TricROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	-
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓
Service à distance TeleCare	✓

## ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	oui
Sreaming direct (sans accessoire) Iphone Android	non
Streaming via accessoire Iphone Android	oui - Smart Connect
Télécommande	miniPocket - Smart Connect
Microphone déporté / Kit mains libres	non
Accessoire spécifique pour la télévision	TV transmitter