



Pile 10

Compatible
Signia AppAdaptation
immédiateCompréhension
dans le calmeClasse LPP
du produit

4 coloris disponibles



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	-
Contrôle de volume	-	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	113/50
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	50
<i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Simulateur d'oreille	60
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	113
<i>Quelle est l'intensité sonore maximale?</i>	Simulateur d'oreille	125
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2	1
Plateforme (Puce)	X	Nx Px
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	3
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	■ ■ □ □ □
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	-
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	12
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	-
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓ Fixe
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TricROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓
Service à distance TeleCare	✓

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	3
Sreaming direct (<i>sans accessoire</i>) Iphone Android	oui
Streaming via accessoire Iphone Android	non
Télécommande	non
Microphone déporté / Kit mains libres	miniPocket
Accessoire spécifique pour la télévision	non