



10

Pile 10

Adaptation
immédiateDirectivité
adaptativeDétection
automatique des
environnementsCompatible
accessoire
Cros

2

Classe LPP
du produit

4 coloris disponibles



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	-
Contrôle de volume	-	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	dB	
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	50	
<i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Simulateur d'oreille	60	
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	114	
<i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Simulateur d'oreille	125	
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2	1	
Plateforme (Puce)	X	Nx	Px
Nb de programmes max. mémorisables		6	

FONCTIONNALITÉS

	7	5	3
Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■■■■■	■■■■□	■■■■□□
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓	✓	✓
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓	✓	✓
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	20	16	12
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	✓	-	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3	3	1
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓	✓	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓	✓	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓	✓	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓	✓	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-	-	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓	✓	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓	✓	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓	✓	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓	✓	✓
Service à distance TeleCare	✓	✓	✓

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	7	5	3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓	✓	✓
Streaming direct <i>(sans accessoire)</i> Iphone Android	-	-	-
Streaming via accessoire Iphone Android	-	-	-
Télécommande	miniPocket	miniPocket	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	-	-	-
Accessoire spécifique pour la télévision	-	-	-