

Motion 13P Nx

Données techniques

BTE
Classe D
LPPR>20ans:2335791
LPPR>20ans:2355084

**7Nx****5Nx****3Nx**

Coude

- 81 dB / 141 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 77 dB / 135 dB SPL (coupleur 2cc)

Tube fin ThinTube

- 68 dB / 133 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 65 dB / 130 dB SPL (coupleur 2cc)

Motion 13P Nx | caractéristiques et accessoires

	7Nx	5Nx	3Nx
Traitement de signal			
Own Voice Processing (OVP) ¹⁾	■■■■■	■■■■■	■■■■■
3D Classifier	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO (curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programme d'écoute	6	6	6
Qualité sonore			
HD Spatial	●	●	●
Plage de dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural ^{1) 2)}	●	●	—
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3	1	—
Anti-Larsen	●	●	●
Intelligibilité			
Directivité			
Super Focus ¹⁾	●	●	●
Spatial SpeechFocus ^{1) 3)}	●	●	—
SpeechFocus	●	●	—
CROSPhone ¹⁾	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Streaming direct			
Made for iPhone	●	●	●
Volume du streaming adaptatif ⁴⁾	●	●	●
Acouphène			
Amplification encochée	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
Adaptation			
Smart Optimizer and Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Performance Guide	●	●	●
InSituGram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
TeleCare			
TeleCare 3.0	●	●	●

¹⁾ adaptation binaurale requise

²⁾ indisponible sur le programme Universel sur 5Nx

³⁾ sur 5Nx en programme Promenade ou avec Spatial Configurator uniquement

⁴⁾ streaming uniquement

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

| caractéristiques et accessoires

7Nx / 5Nx / 3Nx

Fonctionnalités spécifiques

Notation IP	IP68
Contact de charge	—
Tille de pile	13
Marche/arrêt par tiroir pile	●
Coque nanoprotégée	●
e2e wireless 3.0	●
Contrôles utilisateurs synchronisés via e2e	●
Programmation sans fil	●

Configuration des appareils

Cache bouton	—
Potentiomètre	—
Bouton poussoir	—
Rocker switch	●
Kit de changement de couleur	○
Tiroir pile – bobine T intégrée	○
Tiroir pile sécurisé	—
Coque enfant	○

Accessoires de programmation

ConnexxAir	—
Noahlink Wireless	●
Pile de programmation	taille 13

Accessoires

miniPocket	○
StreamLine TV	○
StreamLine Mic	○

Applications

myControl App	○
touchControl App	○

● disponible ○ option — non disponible