

# Pure 10 Nx

## Données techniques

RIC  
Classe D  
LPPR>20ans:2335791  
LPPR>20ans:2355084

7Nx

5Nx

**Ecouteur S**

- 55 dB / 118 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

**Ecouteur M**

- 65 dB / 123 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 55 dB / 113 dB SPL (coupleur 2cc)

**Ecouteur P**

- 70 dB / 126 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 118 dB SPL (coupleur 2cc)

**Ecouteur SP**

- 72 dB / 130 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 65 dB / 123 dB SPL (coupleur 2cc)

# Pure 10 Nx | caractéristiques et accessoires

	7Nx	5Nx
<b>Traitement du signal</b>		
Own Voice Processing (OVP) <sup>1)</sup>	—	—
3D Classifier	—	—
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO ( curseurs)	48 / 20	32 / 16
Programme d'écoute	6	6
<b>Qualité sonore</b>		
HD Spatial	—	—
Dynamique étendue	●	●
Bande passante étendue	●	—
EchoShield	●	—
HD Music (présélections)	3	1
eWindScreen binaural <sup>1) 2)</sup>	—	—
eWindScreen	●	●
Réduction du bruit		
Traitement parole et bruit (positions)	7	5
SoundSmoothing (positions)	3	3
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3	1
Anti Larsen	●	●
<b>Intelligibilité</b>		
Directivité		
Super Focus <sup>1)</sup>	—	—
Spatial SpeechFocus <sup>1) 3)</sup>	—	—
SpeechFocus	●	●
CROSPhone <sup>1)</sup>	—	—
Compression fréquentielle	●	●
<b>StreamingAudio</b>		
Made for iPhone	—	—
Volume adaptatif du streaming <sup>4)</sup>	—	—
<b>Tinnitus</b>		
Amplification encochée	●	●
Bruit de thérapie	●	●
<b>Adaptation</b>		
Smart Optimizer et Data Logging	●	●
Acclimatation automatique	●	●
Guide des performances	●	●
InSituGram	●	●
Learning (situations)	6	3
<b>TeleCare</b>		
TeleCare 3.0	—	—

<sup>1)</sup> Adaptation binaurale requis

<sup>2)</sup> Pour les 5Nx non disponible dans le programme Universel

<sup>3)</sup> Pour les 5Nx dans le programme Promenade ou avec Spatial Configurator seulement

<sup>4)</sup> Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■ degré de performance — non disponible

## | caractéristiques et accessoires

	7Nx / 5Nx
<b>Fonctionnalités spécifiques</b>	
Notation IP	IP68
Contacts de charge	—
Taille de pile	10
Marche/arrêt par tiroir pile	●
Coque nanoprotégée	●
e2e wireless 3.0	—
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	—
Programmation sans fil	—
<b>Configuration des appareils</b>	
Cache bouton	●
Bouton poussoir	○
Rocker switch	—
Kit de changement de couleur	○
Tiroir pile – entrée direct audio	—
Tiroir pile sécurisé	—
Coude enfant	—
<b>Accessoires de programmation</b>	
ConnexxAir, ConnexxLink	—
Pile de programmation	Taille 10
<b>Accessoires</b>	
miniPocket	○
StreamLine TV	—
StreamLine Mic	—
<b>Applications</b>	
myControl App	○
touchControl App	○

● disponible ○ option — non disponible