

Pure 312 Nx

Données techniques

RIC
Classe D
LPPR>20ans:2335791
LPPR>20ans:2355084



7Nx

5Nx

3Nx



Ecouteur S

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur SP

- 82 dB / 138 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 75 dB / 130 dB SPL (coupleur 2cc)

Pure 312 Nx | caractéristiques et accessoires

	7Nx	5Nx	3Nx
Traitement du signal			
Own Voice Processing (OVP)	■■■■■	■■■■■	■■■■■
3D Classifier	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gains/MPO (curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
Qualité sonore			
HD Spatial	●	●	●
Plage de dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural ¹⁾	●	●	—
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3	1	—
Anti Larsen	●	●	●
Intelligibilité			
Directivité			
SuperFocus ¹⁾	●	●	●
Spatial SpeechFocus ¹⁾	●	●	—
SpeechFocus	●	●	●
CROSPhone ¹⁾	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Streaming Audio			
Made for iPhone	●	●	●
Volume adaptatif du streaming ³⁾	●	●	●
Acouphènes			
Amplification encochée (TIL)	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
Adaptation			
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Guide de performance	●	●	●
InSituGram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
TeleCare			
TeleCare 3.0	●	●	●

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

¹⁾ Adaptation binaurale requis

²⁾ Pour le 5Nx dans le programme Promenade ou avec Spatial Configurator seulement

³⁾ Streaming audio uniquement, easyTek requis

| caractéristiques et accessoires

7Nx / 5Nx / 3Nx

Fonctionnalités spécifiques

Bobine T	—
Contacts de charge	—
Taille de pile	312
Marche/arrêt par tiroir pile	●
Coque nanoprotégée	●
e2e wireless 3.0	●
Streaming audio avec easyTek	—
Streaming direct	●
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	●
Programmation Sans Fil	●

Configuration des appareils

Cache bouton	—
Potentiomètre	—
Bouton poussoir	—
Rocker switch	●
Kit de changement de couleur	○
Tiroir pile – entrée directe audio	—
Tiroir pile sécurisé	—
Coude enfant	—

Accessoires de programmation

ConnexxAir, ConnexxLink	—
NoahLink wireless	●
Pile de programmation	Taille 312

Accessoires

miniPocket	○
StreamLine TV	○
StreamLine Mic	○

Applications

myControl App	○
touchControl App	○

● disponible ○ option — non disponible