# Une audition plus naturelle que jamais.

# Invisibilité pour un look naturel.











miniPocket

# Commande à distance

L'application Signia App\* vous permet de modifier les réglages de vos aides auditives Silk et de les personnaliser afin qu'elles répondent à vos préférences personnelles.

Si vous n'avez pas de smartphone, la **télécommande miniPocket™** permet de gérer les fonctions essentielles de vos aides auditives. Elle est si petite qu'elle peut être accrochée à un porte-clé!



### Conversation dans un environnement bruyant

Avec **Speech Quality**, les intras Silk de Signia vous permettent d'entendre distinctement les conversations dans toutes les situations. Ce sont le microphone sophistiqué positionné sur chaque aide auditive et une technologie de gestion des bruits avancée qui rendent ceci possible. Vous comprenez ainsi plus facilement votre interlocuteur, même dans des environnements très bruyants tels qu'un restaurant ou une conférence.



## Appels téléphoniques

La fonctionnalité **CROSPhone** disponible sur les appareils Silk permet de diffuser la voix de votre interlocuteur téléphonique dans vos deux oreilles. Ainsi vous pouvez comprendre chaque mot de façon optimale. Cette fonctionnalité est activable via la télécommande miniPocket ou l'application touchControl.



#### Un son clair comme du cristal

**Sound Clarity** de Silk offre le son le plus naturel et vivant dans toutes les situations sonores.



### Discrétion absolue

L'intra Silk de Signia est 20% plus petit que son prédécesseur, ce qui le rend extrêmement discret, voire invisible dans l'oreille.



## Clipsez, insérez dans l'oreille et le tour est joué!

Disponibles en différentes tailles, les dômes manchons «click sleeves» en silicone se clipsent en toute simplicité sur vos aides auditives Silk. Vous n'avez ensuite plus qu'à insérer vos appareils dans chaque oreille. Le click sleeve clipsé sur l'aide auditive s'adapte instantanément à la taille de votre conduit auditif, parfaitement étudié pour un confort optimal!



#### Un code couleur intuitif

Les couleurs des Silk, rouge pour l'oreille droite et bleue pour l'oreille gauche, vous aident à positionner du bon côté et correctement les aides auditives dans vos oreilles. Silk. Ce produit est destiné aux personnes souffrant de troubles de l'audition.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d'utilisation.

Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc., utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée d'Apple Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

## Fabricant légal

Signia GmbH Henri-Dunant-Strasse 100 91058 Erlangen Allemagne

#### Distributeur local

Sivantos S.A.S. CS 70025 175 Boulevard Anatole France 93285 Saint-Denis Cedex France

Retrouvez-nous sur :

# signia-audition.fr

10240236 | Imprimé en France | Arlys (12/2019) © Signia GmbH 2019.




# PLUS VRAI QUE NATURE

Les intra-auriculaires Silk. Adaptation immédiate, invisibilité et qualité sonore optimale.





signia-audition.fr/silk-nx











# **Application** Signia App.

où que vous soyez.

où que vous soyez.



Un accompagnement sur mesure,

Retrouver une audition sans effort est encore

application vous permet de vous familiariser

rapidement. Vous pouvez suivre des exercices

d'utilisation et contacter votre audioprothésiste,

plus facile avec l'application Signia App\*

disponible sur votre smartphone. Cette

avec vos nouvelles aides auditives très

d'écoute spécifiques, consulter le guide

# L'intra Silk.

Que vous souhaitiez passer du temps avec les personnes qui comptent pour vous ou que vous soyez en activité professionelle intense, les solutions auditives Silk™ de Signia vont vous redonner confiance en vous! Ultra-miniaturisées et donc si discrètes que personne ne remarquera que vous portez des appareils. Silk, l'une des plus petites aides auditives au monde, est un intraauriculaire qui s'adapte instantanément à toutes les tailles de conduits auditifs grâce aux dômes manchons «click sleeves» en silicone extra souple, disponibles en différentes tailles. Ces click sleeves se clipsent simplement sur vos appareils pour un confort immédiat. Avec Silk, invisible dans votre oreille, il n'a jamais été aussi rapide et simple de bien entendre.

# Un son cristallin et fluide.

Que ce soit dans une rue très fréquentée, un espace de travail partagé ou un restaurant bondé, quand vous êtes dans un environnement sonore très bruyant, tenir une conversation exige concentration et efforts.

Silk est techniquement conçu pour relever ce défi. Il reproduit précisément notre mode naturel de localisation des sons tout en se concentrant sur la voix de votre interlocuteur et en filtrant automatiquement les bruits de fond indésirables. Ainsi vous comprenez clairement ce que vous souhaitez entendre tout au long de la journée, dans toutes situations.

A noter : certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction de la configuration de votre aide auditive. Votre audioprothésiste saura vous conseiller.

# Idéalement conçu pour l'écoute des appels téléphoniques et de la musique.

L'appareil Silk étant directement placé dans votre oreille, son microphone est idéalement positionné à l'intérieur du conduit auditif pour capter les sons provenant d'un téléphone posé sur l'oreille.

Ainsi vous pouvez passer des appels téléphoniques et écouter de la musique comme vous en avez l'habitude. Vous pouvez même placer un casque en stéréo sur vos oreilles. Vous oublierez que vous portez des aides auditives!

# Compléments d'informations.



#### Solutions de gestion des acouphènes Signia

Réduisez la gêne occasionnée par vos acouphènes grâce aux signaux thérapeutiques uniques intégrés dans les aides auditives Signia. Consultez votre audioprothésiste pour choisir, parmi les différentes approches, la solution la plus adaptée à vos besoins.



#### CROS Silk Nx

Pour les personnes présentant une surdité unilatérale, il est possible d'insérer un appareil CROS Silk dans cette oreille sourde. CROS Silk, aussi invisible que l'appareil Silk inséré dans l'autre oreille, transmettra les sons captés de son côté à l'aide auditive Silk. Ainsi vous pourrez enfin entendre les sons provenant des 2 côtés!









# ✓ I'App Store

\* Application gratuite, compatible avec Android et iOS.

Plus d'informations sur signia-audition.fr/signia-app ou demandez à votre audioprothésiste des renseignements complémentaires sur les aides auditives Silk, les accessoires utiles et l'application Signia App.

Coloris disponibles pour les faceplates :

