

Silk X

Fiche technique

5X

- 60 dB / 125 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 50 dB / 114 dB SPL (coupleur 2cc)

Silk X | Caractéristiques et accessoires

	5X
DSP (Gestion débruiteurs & directivité)	■ ■ ■ ■ ■
OVP (Résonance de la propre voix) ¹⁾	—
Qualité sonore	■ ■ ■ ■ ■
Traitement du signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	32 / 16
Programmes d'écoute	6
Dynamique étendue	✓
Bande passante étendue	—
EchoShield	—
HD Music (présélections)	3
eWindScreen	✓
Traitement de la parole et du bruit	✓
SoundSmoothing	✓
Anti-Larsen	✓
Intelligibilité	■ ■ ■ ■ ■
Directivité binaurale OneMic ¹⁾	✓
Spatial SpeechFocus ^{1) 2)}	—
CROSPhone ¹⁾	✓
Compression fréquentielle	✓
Interactivité patient	■ ■ ■ ■ ■
Signia App (iOS et Android)	✓
Spatial Configurator	—
Volume adaptatif du streaming ³⁾	—
Streaming audio	—
Made for iPhone	—
Acouphènes	✓
TIL	✓
Bruit de fond	✓
Adaptation	✓
Smart Optimizer et Data Logging	✓
Acclimatation automatique	✓
InSituGram	✓
AutoFit	✓
TeleCare	✓
Services à distance	✓
Signia App	✓

¹⁾ Adaptation binaurale requise pour Spatial

²⁾ Pour les 5X, directivité droite/gauche disponible, dans le programme Promenade ou avec Spatial Configurator uniquement

³⁾ streaming audio uniquement

■ ■ ■ ■ ■ degré de performance ✓ disponible — non disponible

Silk X | Caractéristiques et accessoires

	5X
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	–
Contact de charge	–
Taille de pile	10
Marche/arrêt par tiroir pile	✓
Coque nanoprotégée	–
e2e wireless 3.0	✓
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	–
Programmation sans fil	✓
Configuration des appareils	
Cache bouton	–
Potentiomètre	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	–
Kit de changement de couleur	–
Kit de changement de couleur avec bobine T	–
Tiroir pile sécurisé	–
Coude enfant	–
Accessoires de programmation	
ConnexxAir / ConnexxLink	✓ / –
NoahLink wireless	–
Pile de programmation	Flex de connexion
Accessoires	
miniPocket	o
StreamLine TV	–
StreamLine Mic	–

✓ disponible o option – non disponible