

Styletto Connect

Fiche technique

SLIM-RIC
Classe 2
LPPR > 20 ans : 2392530, droite /
2341840, gauche
LPPR < 20 ans : 2307926, droite /
2396117, gauche

Made for

iPhone | iPad | iPod

7

5

3



- 60 dB / 119 dB SPL
(Coupleur 2cc)
- 70 dB / 129 dB SPL
(Simulateur d'oreille)

Stylecto Connect | caractéristiques et accessoires

	7	5	3
Traitement du signal (Plateforme Nx)			
Own Voice Processing (OVP) ¹⁾	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Classificateur 3D	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO (curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
Qualité sonore			
HD Spatial	●	●	●
Dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural ^{1) 2)}	●	●	—
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Émergence directionnelle de la parole (positions)	3	1	—
Anti-Larsen	●	●	●
Intelligibilité			
Directivité			
Super Focus ¹⁾	●	●	●
Spatial SpeechFocus ^{1) 3)}	●	●	—
SpeechFocus	●	●	—
CROSPhone ¹⁾	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Streaming direct			
Made for iPhone	●	●	●
Volume du streaming adaptatif ⁴⁾	●	●	●
Acouphènes			
Amplification encochée	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
Adaptation			
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Guide de performance	●	●	●
Insitugram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
TeleCare			
TeleCare 3.0	●	●	●

¹⁾ Adaptation binaurale requis

²⁾ Pour le 5, non disponible dans le programme Universel

³⁾ Pour le 5, dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator seulement

⁴⁾ Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

Styiletto Connect | caractéristiques et accessoires

	7 / 5 / 3
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP68
Contact de charge	●
Taille de pile	—
Marche/arrêt par tiroir pile	—
Coque nanoprotégée	—
e2e wireless 3.0	●
Contrôles utilisateurs synchronisés via e2e	●
Programmation sans fil	●
Configuration des appareils	
Cache bouton	—
Potentiomètre	—
Bouton poussoir	—
Rocker switch	—
Kit de changement de couleur	—
Tiroir pile – bobine T intégrée	—
Tiroir pile sécurisé (sécurité enfant)	—
Coque enfant	—
Accessoires de programmation	
ConnexxAir / ConnexxLink	— / —
NoahLink wireless	●
Pile de programmation	—
Accessoires	
miniPocket	○
CROS Silk Nx	—
CROS Pure 312 Nx	—
StreamLine TV	○
StreamLine Mic	○
Chargeur Styiletto Connect	obligatoire
Applications	
myControl App	○
touchControl App	○

● disponible ○ option — non disponible