

Styletto X

Fiche technique

Made for

iPhone | iPad | iPod

7X



Ecouteur S

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Styletto X | Caractéristiques et accessoires

	7X
DSP (Gestion débruiteurs & directivité)	■ ■ ■ ■ ■ ■
OVP (Résonance de la propre voix) ¹⁾	■ ■ ■ ■ ■ ■
Qualité sonore	■ ■ ■ ■ ■ ■
Traitement du signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	48 / 20
Programme d'écoute	6
Dynamique étendue	✓
Bande passante étendue	✓
EchoShield	✓
HD Music (présélections)	3
eWindScreen	Binaural
Émergence directionnelle de la parole	✓
SoundSmoothing	✓
Anti-Larsen	✓
Intelligibilité	■ ■ ■ ■ ■ ■
Directivité	Binaural
Spatial SpeechFocus ¹⁾	✓
CROSPhone ¹⁾	✓
Compression fréquentielle	✓
Interactivité patient	■ ■ ■ ■ ■ ■
Signia App (iOS et Android)	✓
Spatial Configurator	✓
Volume adaptatif du streaming ²⁾	✓
Streaming direct	✓
Made for iPhone	✓
Acouphènes	✓
TIL	✓
Bruit de thérapie	✓
Adaptation	✓
Smart Optimizer et Data Logging	✓
Acclimatation automatique	✓
InSituGram	✓
AutoFit	✓
TeleCare	✓
Services à distance	✓
Signia App	✓

¹⁾ Adaptation binaurale requise
²⁾ Streaming audio uniquement

■ ■ ■ ■ ■ ■ degré de performance ✓ disponible — non disponible

Styletto X | Caractéristiques et accessoires

	7X
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP68
Contact de charge	✓
Taille de pile	–
Marche/arrêt par tiroir pile	–
Coque nanoprotégée	–
e2e wireless 3.0	✓
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	✓
Programmation sans fil	✓
Configuration des appareils	
Cache bouton	–
Potentiomètre	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	–
Kit de changement de couleur	–
Kit de changement de couleur avec bobine T	–
Tiroir pile sécurisé	–
Coude enfant	–
Accessoires de programmation	
ConnexxAir / ConnexxLink	– / –
NoahLink wireless	✓
Pile de programmation	–
Accessoires	
miniPocket	o
StreamLine TV	o
StreamLine Mic	o
Chargeur Styletto X	Obligatoire
CROS Pure 312 X	–
CROS Pure Charge&Go X	–
CROS Silk X	–

✓ disponible o option – non disponible