

Styletto

Fiche technique

SLIM-RIC
Classe D
LPPR > 20 ans : 2335791
LPPR < 20 ans : 2355084

7



- 60 dB / 119 dB SPL
(coupleur 2cc)
- 70 dB / 129 dB SPL
(simulateur d'oreille)

Styletto | Caractéristiques et accessoires

	7
Traitement du signal (Plateforme Nx)	
Own Voice Processing (OVP) ¹⁾	■ ■ ■ ■ ■
Classificateur 3D	■ ■ ■ ■ ■
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO (curseurs)	48 / 20
Programmes d'écoute	6
Qualité sonore	
HD Spatial	●
Dynamique étendue	●
Bande passante étendue	●
EchoShield	●
HD Music (présélections)	3
eWindScreen binaural ¹⁾	●
eWindScreen	●
Réduction du bruit	
Traitement parole et bruit (positions)	7
SoundSmoothing (positions)	3
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3
Anti-Larsen	●
Intelligibilité	
Directivité	
Super Focus ¹⁾	●
Spatial SpeechFocus ¹⁾	●
SpeechFocus	●
CROSPhone ¹⁾	●
Compression fréquentielle	●
Streaming direct	
Made for iPhone	—
Volume du streaming adaptatif ²⁾	—
Acouphènes	
Amplification encochée	●
Bruit de thérapie	●
Adaptation	
Smart Optimizer et Data Logging	●
Acclimatation automatique	●
Guide de performance	●
Insitugram	●
Learning (situations)	6
TeleCare	
TeleCare 2.0	●

¹⁾ Adaptation binaurale requise

²⁾ Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

Styletto | Caractéristiques et accessoires

	7
Fonctionnalités	
Notation IP	IP68
Contact de charge	●
Taille de pile	—
Marche/arrêt par tiroir pile	—
Coque nanoprotégée	—
e2e wireless 3.0	●
Contrôles utilisateurs synchronisés via e2e	●
Programmation sans fil	●
Configuration des appareils	
Cache bouton	—
Potentiomètre	—
Bouton poussoir	—
Rocker switch	—
Kit de changement de couleur	—
Tiroir pile – bobine T intégrée	—
Tiroir pile sécurisé (sécurité enfant)	—
Coude enfant	—
Accessoires de programmation	
ConnexxAir / ConnexxLink	● / —
NoahLink wireless	—
Pile de programmation	—
Accessoires	
miniPocket	○
CROS Silk Nx	—
CROS Pure 312 Nx	—
StreamLine TV	—
StreamLine Mic	—
Chargeur Styletto	obligatoire
Applications	
myControl App	—
touchControl App	○

● disponible ○ option — non disponible