



Be
Brilliant^{* TM}

*Révélez-vous



signia

Découvrez le plaisir d'une audition
avec la sélection des aides auditives

Classe 1, 100% santé,
accessibles pour tous





Directivité des microphones



Réduction du bruit



Amplification de la parole

Profitez pleinement de tous les sons de la vie

Que ce soit dans une réunion de travail, lors de conversations en famille ou avec des amis, communiquer avec les autres au quotidien est indispensable, mais nécessite parfois une vraie concentration. Nos appareils auditifs Classe 1 vous proposent des performances optimales pour vous assurer que vous ne manquez aucun moment de ces échanges.

Nos **technologies avancées, la directivité des microphones et les traitements de signal**, font automatiquement émerger la voix de votre interlocuteur au-dessus des autres tout en activant la réduction du bruit. En extérieur, la fonctionnalité **eWindScreen™** permet de se concentrer sur la discussion en réduisant les bruits de vent. La directivité des microphones améliore la compréhension de la parole dans les environnements bruyants.

Entendez sans effort ce que vous désirez.

Vous pouvez vous focaliser sur une conversation tout en réduisant les signaux et bruits inutiles.

- Réduction du bruit
- Microphones directionnels
- Amplification de la parole
- Meilleure qualité sonore
- Plus grand confort d'écoute

Motion px



Motion SP Motion P Motion S

Confortables, puissants, faciles d'utilisation

Les modèles Motion™ px se positionnent derrière l'oreille. L'utilisation du coude ou du tube fin assure un confort d'écoute et une qualité d'audition maximale. Faciles à régler et à contrôler, ils possèdent des fonctionnalités qui vous permettent d'entendre avec aisance toute la journée.

3 modèles disponibles selon les niveaux de perte auditive

Motion SP : pertes sévère ou profonde

Motion P : perte moyenne

Motion S : perte légère

Boutons de réglage

Permettent de sélectionner le programme ou le volume souhaité

Motion SP : programmes au bouton poussoir et volume au rocker switch

Motion P : programmes et/ou volume au rocker switch

Motion S : programmes ou volume au bouton poussoir

Fonction marche-arrêt au tiroir pile

Certification IP67

Résistance à l'humidité et à la poussière pour une grande fiabilité

Piles

Motion SP : pile 675 ; Motion P : pile 13 ; Motion S : pile 312

Large gamme de couleurs disponibles

Motion SP : 6 coloris ; Motion P : 12 coloris ; Motion S : 6 coloris



Pure px



Pure 2px

Élégant, discret et pratique

Parfaitement recommandé pour différents types de pertes auditives, le modèle Pure™ 2px redéfinit la facilité d'écoute. Alliant sophistication et qualité sonore, ses fonctionnalités acoustiques vous permettent d'entendre sans effort. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec Pure, vous pouvez vous détendre et profiter des détails de la vie.

Boutons de réglage

Rocker switch : permet de sélectionner le programme et/ou le volume souhaité

Fonction marche-arrêt au tiroir pile

Certification IP67

Résistance à l'humidité et à la poussière pour une grande fiabilité

Alimentation

Pile 312

Large gamme de 12 couleurs disponibles

Adaptée à tous les types de cheveux et de peaux



Beige



Granit



Gris



Tabac



Gris
souris



Gris
ardoise



Argent



Blanc
perle



Blond
doré



Châtain



Chocolat



Noir

Insio 3px



Insio 3px

Discrétion absolue Pureté du son

Petit, conçu sur mesure pour une tenue confortable et précise, Insio™ vous offre la liberté et la performance de l'écoute naturelle. Les intra-auriculaires Insio sont si minuscules qu'ils sont invisibles une fois dans l'oreille. Le tout pour un confort d'écoute sans effort.

Intra sur mesure CIC/ITC/ITE

Tiroir pile ou bouton poussoir

Pile 312 standard avec fonction marche/arrêt.

Coloris disponibles pour les coques : 6 coloris



Tan



Marron



Transparent



Rouge
profond



Rouge
transparent



Bleu
transparent

Pour les face-plates : 2 coloris



Tan



Marron

Silk 3 Nx



Silk 3 Nx

Invisible, adaptation immédiate

Prêt à porter, placé directement dans votre oreille, l'intra Silk™ (exclusivité Signia) est si discret que personne ne remarquera que vous portez des appareils. Il s'adapte instantanément à toutes les tailles de conduits auditifs. Grâce à ses fonctionnalités, Silk 3 Nx vous apporte un grand confort au quotidien.

Que ce soit dans un endroit fréquenté, un espace de travail partagé, l'intra Silk reproduit les sons les plus naturels possibles, tout en filtrant les bruits indésirables.



Clipsez, insérez dans l'oreille et le tour est joué

Disponible en différentes tailles, les dômes manchons « click sleeves™ » en silicone se clipent en toute simplicité sur vos aides auditives Silk qui s'adaptent donc instantanément à la taille de votre conduit auditif.



Solution de gestion des acouphènes

Réduisez la gêne occasionnée par vos acouphènes grâce aux signaux thérapeutiques uniques intégrés dans les aides auditives Signia.



CROS Silk Nx

Pour les personnes présentant une surdité unilatérale, il est possible d'insérer un appareil CROS Silk™ dans l'oreille concernée. CROS Silk, aussi invisible que l'appareil Silk, transmettra les sons captés de son côté à l'aide auditive. Cela vous permettra d'entendre les sons provenant des 2 côtés.

Fonction marche-arrêt au tiroir pile : pile taille 10


2 coloris disponibles pour la faceplate



Noir



Moka



Gestion des
acouphènes



Bluetooth®



Signia Assistant

Gestion des acouphènes

Les acouphènes gênent, dérangent, particulièrement dans les environnements calmes. Les signaux thérapeutiques anti-acouphènes peuvent vous apporter du répit en émettant un bruit blanc doux, réglable. Nos aides auditives réduisent les effets des acouphènes et peuvent rétablir une certaine sérénité.

Connectivité sans fil

Vous pouvez également connecter votre appareil à votre téléphone compatible avec la technologie sans fil Bluetooth via Smartconnect™ pour les appels en fonction mains libres ou l'écoute de la musique.

Application Signia Assistant™, suivi personnalisé à distance

Une expérience sonore facile, pratique et encore plus personnalisée. Quelle que que soit la situation, avec l'application Signia et ses multiples fonctions relais audio et télécommande, vous maîtrisez votre appareil auditif du bout des doigts. Changez le programme, ajustez le volume selon les besoins. Il vous suffit de télécharger l'application gratuitement grâce à votre smartphone, aucun appareil intermédiaire n'est nécessaire.

À propos de Signia

Signia est l'un des principaux fabricants d'aides auditives au monde. Notre objectif est de révéler la performance humaine grâce à des innovations emblématiques.

Ne considérant pas la perte auditive comme un handicap, nous proposons de gagner en performance plutôt que de corriger une perte. Pour vous permettre d'entendre à nouveau, mais aussi pour entendre mieux que jamais. Entendre chaque mot, chaque battement et chaque respiration.

Révélez-vous avec Signia.

Appareils auditifs destinés aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire attentivement les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant.

Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée d'Apple Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

Fabricant légal

WSAUD A/S
Nymollevej 6
3540 Lynge
Danemark

©Signia 2021

Imprimé en France | Arlys Création | 02/2021 | 10242112

Retrouvez-nous sur :



www.signia.net



facebook.com/SigniaFrance



youtube.com/signiahearing

