



Batterie Li-on Rechargeable




Connectivité iPhone et Android




OVP Gestion de la propre voix




Deux unités de traitement différenciés



Capteurs de mouvement



Compatible accessoire CROS



Classe LPP du produit

10 coloris disponibles

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	S	M	P	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	46	60	65	74
	Simulateur d'oreille	56	70	75	83
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc	110	119	122	131
	Simulateur d'oreille	120	129	131	138
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2			1	
Plateforme (Puce)	AX		X		Nx
Nb de programmes max. mémorisables		6			

FONCTIONNALITÉS

	7	5	3
Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □
Synchronisation Binaurale e2e 4.0 <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓	✓	✓
DSP 2.0 <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓	✓	✓
Bande passante	12 kHz	8 kHz	8 kHz
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	20	16	12
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	✓	-	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3	3	1
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓	✓	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	Binaural dans tout prog.	Binaural dans certains prog.	Monaural
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓	✓	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓	✓	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	✓	✓	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓	✓	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓	✓	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓	✓	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓	✓	✓
Service à distance TeleCare	✓	✓	✓

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	7	5	3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓	✓	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	🍏 🤖	🍏 🤖	🍏 🤖
Streaming via accessoire Iphone Android	🍏 🤖	🍏 🤖	🍏 🤖
Télécommande	miniPocket	miniPocket	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic	StreamLine Mic	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	StreamLine TV	StreamLine TV	StreamLine TV