



## Migliora la tua esperienza sonora con AX

Sentire non è sempre facile, pensiamo ad esempio a un gruppo di persone che parlano con un forte rumore di sottofondo. I nuovi apparecchi acustici Pure C&G AX selezionano i suoni più importanti per te, permettendoti di concentrarti con facilità su quello che vuoi ascoltare. Sono disponibili anche con bobina telefonica (T) per chi vuole una connessione diretta ai sistemi audio oppure in versione CROS.

Pure C&G AX ti aiuta ad affrontare ogni sfida, per permetterti di brillare ogni giorno e in ogni momento.



### Chi siamo

Signia è uno dei brand leader nel mondo nella produzione di apparecchi acustici. Il nostro obiettivo è migliorare le esperienze delle persone attraverso innovazioni iconiche. Ci rifiutiamo di pensare che l'ipoacusia sia un limite, vogliamo non solo correggere una perdita uditiva ma garantire un reale vantaggio con apparecchi dalle prestazioni altamente performanti. Desideriamo far tornare ad ascoltare ogni parola, ogni battito ogni respiro. Con Signia, i suoni tornano a brillare.

Le informazioni riportate nel presente documento rappresentano una descrizione generale delle funzionalità tecniche. Queste potrebbero non essere disponibili in tutti i singoli casi e possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Il marchio Bluetooth® è di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di WSAUD A/S è su licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Contatto locale

Sivantos Srl  
Via Pontina km 29  
00071 Pomezia (RM)  
Tel. 02 87218600

Codice n. 046 03 21  
Stampato in Italia  
© 02.2021 WSAUD A/S

**Informazione tecnica destinata all'uso esclusivo degli specialisti del settore**

Puoi trovarci su:

-  [www.signia.net](http://www.signia.net)
-  [facebook.com/signiahearing](https://facebook.com/signiahearing)
-  [youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)
-  [instagram.com/signiahearing](https://instagram.com/signiahearing)



Pure Charge&Go AX



## Be Brilliant con Pure C&G AX

I nostri nuovi apparecchi acustici Pure C&G AX cambiano il modo di percepire il mondo. Non dovrai più sforzarti per sentire il parlato in situazioni rumorose: la nostra rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™ ti permette di seguire facilmente il parlato anche in situazioni sonore complesse.

Dotato di tutte le funzionalità più all'avanguardia, con Pure C&G AX puoi tornare a brillare.






Augmented Xperience




Suono brillante

## Migliora la tua esperienza uditiva

Il nuovo Pure C&G AX permette di vivere una nuova esperienza acustica, offrendo una riproduzione del suono senza precedenti. Si chiama Hearing Augmented perché fornisce un'eccezionale chiarezza del parlato con un incredibile e coinvolgente paesaggio sonoro.



I nuovi dispositivi sono dotati dell'innovativa piattaforma Augmented Xperience che si ispira al principio dei film 3D, in cui le immagini principali appaiono in primo piano, mentre lo sfondo resta fisso in lontananza. Questo è possibile grazie all'impiego di due processori separati: uno per l'elaborazione dei suoni primari, come la voce di un eventuale interlocutore, e l'altro per i suoni dell'ambiente circostante.



Connettività per Android & iPhone




Comoda ricarica

## Soluzioni sonore performanti

Pure C&G AX è dotato di funzionalità all'avanguardia, come la connettività Bluetooth per ricevere chiamate o ascoltare la musica sia dai dispositivi iOS che Android. Sono inoltre presenti nell'apparecchio anche sistemi evoluti per la gestione del tinnito.

Questi apparecchi eleganti e moderni sono ricaricabili: offrono fino a 36 ore di utilizzo con una sola ricarica, con 5 ore di streaming. In dotazione è disponibile il caricatore compatto, ma puoi scegliere il caricatore portatile o l'opzione aggiuntiva Dry&Clean.



Comprensione ottimale del parlato




Rilevamento automatico del contesto sonoro

## Eccezionale chiarezza

La nostra rivoluzionaria tecnologia di elaborazione sonora assicura una comprensione ottimale del parlato, con un suono della voce il più naturale possibile, grazie all'Own Voice Processing (OVP).

L'innovativa tecnologia con sensori di movimento riconosce se ti stai muovendo e individua la situazione sonora in cui ti trovi, per garantirti sempre il suono migliore possibile, in ogni momento.

Sia la versione standard che quella con T-coil è disponibile in vari colori, per rispondere a ogni esigenza.



Intelligenza Artificiale

## Supporto a portata di mano

L'intera gamma Pure C&G AX si connette con Signia app che contiene Signia Assistant e TeleCare. Utilizzando l'Intelligenza Artificiale, Signia Assistant offre un supporto immediato ogni volta che hai bisogno di regolare le impostazioni dei tuoi apparecchi.

TeleCare ti permette di metterti in contatto con il tuo audioprotesista per sedute di fitting in remoto. Con Signia app avrai tutto il supporto di cui hai bisogno a portata di mano, e potrai tornare a brillare in ogni situazione.



Compatibile con Android e iOS. Disponibile gratuitamente.

Scopri di più su [www.signia.net](http://www.signia.net)  
Oppure chiedi al tuo audioprotesista maggiori informazioni sugli apparecchi Pure C&G AX, gli accessori utili e l'app Signia.