

シグニア補聴器 総合カタログ 2019年11月版

signia

Life sounds brilliant.

一人ひとりのお客様に、生き生きと輝く人生を楽しんでいただきたい、
Life sounds brilliant. 明日も輝く。世界が広がる。



 GOOD DESIGN
AWARD 2019

シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。
革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。確かな品質と共に、お客様に寄り添う誠実なブランドであり続けます。

www.signia.jp

signia

Life sounds brilliant.

一人ひとりのお客様に、
生き生きと輝く人生を楽しんでいただきたい、
Life sounds brilliant. 明日も輝く。世界が広がる。

シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。

革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。

確かな品質と共に、お客様に寄り添う

誠実なブランドであり続けます。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**

スリムでスタイリッシュなデザインは、
2019年度グッドデザイン賞を受賞。



2019


スタイルとハイテクの融合
Styletto Connect
スタイルット コネクト

シグニアNxの聞こえにBluetooth®
機能を搭載。ポータブル充電で
アクティブライフに寄り添う。
これまでにないスリムなフォルムが
特徴的。ポータブル充電ケースで、
アクティブな毎日を。

シグニア補聴器 難聴への取り組み

1878

Phonophor



ベルナー・フォン・シーメンスが
難聴者向けの特別な電話受信器を発明

1913

シーメンス
最初の補聴器



最初は難聴の従業員と
家族向けに製造

1951

Phonophor Alpha



真空管アンプを使用した
ポケットサイズの補聴器

1959

Auriculina 326



シーメンス初の
耳かけ型補聴器

1966

Siretta 339



シーメンス初の
耳あな型補聴器

2011

Aquaris



シーメンス初の
防水・防塵補聴器

SIEMENS COOL



補聴器の
新しいカタチ

私たちは、世界シェアトップクラスの補聴器メーカー。
高品質な補聴器を世界へ送り出しています。

シグニア補聴器はグローバル企業として世界95カ国以上で展開しています。
最新の設備を備えた世界各地の工場にはプロフェッショナル達が集結。
より良い聞こえをお届けするため、日々切磋琢磨しています。



2016

primaxテクノロジー
primax



シグニアブランド初の補聴器
「日本語をしっかり。楽に。」
日本を元気にするプライマックス

2017

ワイヤレス充電式補聴器
Cellion



リチウムイオンを使用した
ワイヤレス充電式の補聴器

2018

Signia Nxテクノロジー
Signia Nx



追求したのは会話の楽しさ。
補聴器は「聞く」から
「会話を楽しむ」ツールへ

INDEX

補聴器を選ぶ前に

| | |
|--------------|---|
| 140年以上の歴史 | 1 |
| 聞こえのこと・難聴のこと | 3 |
| 形状・タイプを選ぶ | 5 |
| 機能・クラスを選ぶ | 7 |

シグニア I Signia Nx

| | |
|---------------------------|----|
| シグニア Signia Nx テクノロジー | 9 |
| シグニア Signia Nx 充電タイプ | 11 |
| シグニア Signia Nx 7Nx | 13 |
| シグニア Signia Nx 5Nx | 15 |
| シグニア Signia Nx 3Nx | 17 |
| シグニア Signia Nx 2Nx・1Nx | 19 |

プライマックス I primax*

| | |
|--------------------------------|----|
| プライマックス primax* 7px・5px・3px | 21 |
| プライマックス primax* 2px・1px | 23 |

その他ラインナップ

| | |
|---------------------|----|
| インテイス Intuis3 | 25 |
| フロンフト Prompt/Fun | 26 |

アプリ・アクセサリなど

| | |
|---------------|----|
| アプリ・リモコン | 27 |
| アクセサリ・補修パーツ | 29 |
| イヤモールド | 30 |
| CROS / BiCROS | 31 |

I 性能一覧・カラーバリエーション

| | |
|----------------|----|
| 耳かけ型カラーバリエーション | 32 |
| 耳かけ型性能一覧 | 33 |
| 耳あな型性能一覧・オプション | 35 |
| 機能比較表 | 37 |
| おすすめのラインナップ性能表 | 39 |

聞こえのこと

難聴のこと

補聴器を選ぶ前に
知っておきたいこと。

聞こえにくくなること。

それは誰にでも起きる自然なことです。

人は年齢を重ねると聴力が低下していきます。このような加齢性難聴は高音から少しずつ聞こえにくくなっていき、「あ、い、う、え、お」の母音は聞こえるものの、子音を聞きとる力が低下していきます。

該当する場合は
聴力が低下している
かもしれません




■ こんなことはありませんか？

- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

■ こんな聞き間違いありませんか？

- しちじ(7時) → いちじ(1時)
- しろい(白い) → ひろい(広い)
- たかな(高菜) → さかな(魚)

■ 耳の構造と役割




| 難聴の種類 | 伝音難聴 | 感音難聴 | 混合性難聴 |
|-------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 解説 | 中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴 | 加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴 | 伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴 |
| | 医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もあります。 | 医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもあります。 | |

■ 加齢に伴う聴力の変化

出典：立木 孝 他：日本人聴力の加齢変化の研究 Audiology Japan 45:241,241~250(2001)より改稿

難聴が進むにつれて、聞こえる音が減っていきます。聴力の低下は30代からすでに始まっています。



■ 聞こえの目安


| 軽度 25dBHL~40dBHL | 中等度 40dBHL~70dBHL | 高度 70dBHL~90dBHL | 重度 90dBHL以上 |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 小さな声やささやき声は聞き取りにくい テレビの音が大さいと言われる | <ul style="list-style-type: none"> 普通の会話が聞きづらい 自動車がそばに来て初めて気づく | <ul style="list-style-type: none"> 大きな声でも聞きづらい 大きな声でも聞き間違いが多い | <ul style="list-style-type: none"> 耳元での大きな声も聞きづらい |

補聴器の形状

最新補聴器は小型化し、目立ちにくく、おしゃれになっています。
あなたはどの形がお好みですか？

RIC型・耳かけ型

耳の後ろにすっぽりと隠れる小さなボディに
ハイスペック機能を搭載。



RIC型



耳かけ型



Slim RIC型

Styletto Connect

RIC型

Pure 312 Nx

耳かけ型

Motion 13 Nx

- 取扱いカンタンな充電タイプも!
- 機能が豊富でオールインワン
- 耳の後ろにフィットし目立たない
- 幅広い聴力に対応し聴力が低下しても安心
- 多彩なカラーバリエーションで楽しめる

耳あな型

耳あなにフィットし快適に装用できます。
小型タイプは特に目立ちません。



耳あな型(小型)



耳あな型



小型

IIC

小型

CIC

ITC TWIN

- 一つひとつ丁寧にオーダーメイド
- より小さく、目立ちにくい
- 耳あなに挿れるので外れにくい
- メガネや帽子の邪魔にならない
- 耳あなに挿れるので汗に強い

補聴器のタイプ

タイプによって適応聴力が異なります。
ご自身の聴力に合わせてタイプをお選びください。



耳かけ型はレシーバーやイヤフック、チューブの選択で適応聴力が変更できます。

| タイプ | 装着イメージ | 製品イメージ | | 聴力範囲 (dBHL) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| | | | | 軽度難聴 (30-40) | 中等度難聴 (50-70) | 高度難聴 (80-90) | 重度難聴 (100-110) | | | | | | | | |
| 充電タイプ 取扱いかんたん、目立ちにくいタイプ | | | スタイルット | Mレシーバー (固定) | | | | | | | | | | | |
| | | | RIC | Sレシーバー | | | Mレシーバー | | Pレシーバー | | Hレシーバー | | | | |
| | | | 耳かけ | チューブ | | | | | | イヤフック | | | | | |
| RICタイプ 小さくて、チューブも細い、目立たないタイプ | | | RIC | Sレシーバー | | | Mレシーバー | | Pレシーバー | | Hレシーバー | | | | |
| 耳かけ型タイプ 耳の後ろにかけて使う。パワータイプもあります。 スーパーパワー 高～重度難聴対応の大パワー補聴器 | | | 耳かけ | チューブ | | | | | | イヤフック | | | | | |
| | | | パワー | チューブ | | | | | | イヤフック | | | | | |
| | | | スーパーパワー | Motion SP | | | | | | | | | | | |
| 耳あな型補聴器 | | | IIC (Nx) | IIC (Nx) | | | | | | | | | | | |
| | | | CIC (Nx) | CIC (Nx) | | | | | | | | | | | |
| | | | CIC (px-intuis 3) | CIC (px-intuis 3) | | | | | | | | | | | |
| | | | MC (px-intuis 3) | MC (px-intuis 3) | | | | | | | | | | | |
| | COOL | | | COOL | COOL | | | | | | | | | | |
| | ITE | | | ITE | ITE | | | | | | | | | | |
| ITE | | | ITE | ITE | | | | | | | | | | | |

平均聴力+10dB程度の余裕がある形状をお選びください
※個人差があるため当てはまらない場合がございます

補聴器の 機能・クラス

補聴器の機能・クラス

ライフスタイルに合わせてクラスを選びましょう。
高いクラスほどシーンが広がります。

| | | Signia Nx | | | | Signia Nx |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|---|--|---|---|
| ライフスタイル | 機能 | 保証 ^{*1} ✓ | テレビ ✓ | 食事 ✓ | アウトドア ✓ | 自声のこもりを解消 ✓ |
| クラス | チャンネル | 故障や紛失時に | Bluetooth ^{*1} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP ^{*2} 両耳 |
| 7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス | 48ch | 3年/2年 修理保証 2年/1年紛失保証 |  |  |  |  |
| 5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感 | 32ch | 3年/2年 修理保証 2年/1年紛失保証 |  |  |  |  |
| 3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる | 24ch | 2年 修理保証 |  |  |  |  |
| 2 ベーシック 基本性能を重視 | 16ch | 2年 修理保証 |  |  |  |  |
| 1 バリュー 基本性能を重視 | 16ch | 2年 修理保証 |  |  |  |  |

*1 Nxシリーズはテレビも電話も無線で直接補聴器へ届けます。Bluetooth非搭載機種を除きます。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要となります。primaxシリーズはテレビバックが必要です。Ace、CIC、CIC312を除く

*2 Pure 10、耳あな型、primaxシリーズ全機種を除く

*3 Pure 10、Aceを除く。耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応

*4 Pure 10、Ace、MotionSを除く。耳あな型：primaxシリーズはCOOL、COOL 13とITEにオプションで取付可能

■ シグニアの 2大テクノロジーと共通性能

シグニア エヌエックス
Signia **Nx**

プライマックス
primax★

きめ細かい
聞こえ

チャンネル数が多いほど、
より静かでハッキリとした
音質に近づきます。

■ 聞こえのイメージ



48ch

32ch

24ch

16ch

両耳通信

補聴器の状態
と音声も通信



日本語を
しっかり・
楽に

| 騒がしい 場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ビーム指向性 ^{*3} 両耳 | ツインフォン ^{*4} 両耳 | ハイレゾ音楽 | パワー ^{*5} エンハンス | スピーチ ^{*6} フォーカス | スピーチフォーカス360° ^{*3} 両耳 | 反響音抑制 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*5 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC, CIC, COOL, ITC(7Nx, 5Nx)とMGMC312(7px)は両耳装着で対応
*6 シングルマイクは非搭載
*7 詳しくは裏表紙に記載

※各機能の詳細は巻末の機能比較表をご参照ください

補聴器を選ぶ前に

Signia Nx

primax

ラインナップ
その他

アプリ・アクセサリなど

カラーバリエーション
性能一覧

Signia Nx

シグニア エヌエックス

しっかり、楽に、
楽しく

日本語の聞き取りにこだわる

シグニア補聴器の最上位機種、

シグニア

Signia Nxは、しっかり、楽に、楽しく。

しっかり聞き取る

- マイクのサイズが従来の4倍に。しっかり音を拾います



Nxマイク



従来



Nxは4倍のサイズの
マイクで音を集めます

- 拾った音を最大48チャンネルに分解し、細かく調整



■聞こえのイメージ



48ch



16ch

チャンネル数が多いほど、より静かで
ハッキリとした音質に近づきます

楽に聞こえる

- 自分の声が響かず、楽に聞こえるようにします



- 声がかかる方向を自動でキャッチ



* 対象の機種や使用に際しての条件などについては各製品ページをご覧ください

もっと楽しく

- Bluetooth®で
TVやスマートフォンと接続、
様々な楽しみ方を

- 自分の音量でTVを聞く
- 電話の音声をはっきり聞く
- スマートフォンで音楽も動画も楽しめる



- 旅行に最適、充電ケース
だけを持って身軽にお出かけ
(Stylettoシリーズ)

- バッテリー内蔵のケースだから、
ケースだけで3回フル充電
- コンパクトでかさばらない



豊富なラインナップから選べる

あなたの聞こえと好みに合わせて、数多くの形をご用意。機能と価格のバリエーションも豊富です。

充電タイプ



電池タイプ

RIC型・耳かけ型



耳あな型



*器種の展開に関しては、各製品ページをご覧ください

補聴器は、デザインを楽しむ時代に

毎日身に着けるものだから、デザインに徹底的にこだわりました。

Stylettoシリーズ

これまでにない極細の充電電池を開発し、ようやくかなえた細身でスタイリッシュな形。眼鏡との相性も抜群。



**GOOD DESIGN
AWARD 2019**



〈販売名〉補聴器 NXシリーズ

Insio COOL

まるでワイヤレスイヤフォンのような形、快適な装着感と装用のしやすさでクールな装いを。



〈販売名〉補聴器 NXシリーズ カスタム

充電タイプ

Signia Nx

シグニア エヌエックス

電池交換不要!! ラクラク充電タイプ

充電タイプ
なら…



持ち運びに便利!ポケットサイズのポータブル充電ケースタイプ



スタイレット コネクト

**Styletto
Connect**

軽 中 M:~75dB



専用充電ケース(白)



ブラック/シルバー



コズミックブルー/ローズゴールド



スノーホワイト/ローズゴールド

スタイルとハイテクの融合



持ち運べる
ポータブル充電ケース



- 充電ケースで3回フル充電可能
- フル充電で19時間使用可能
- 30分スピード充電で5時間使用可能

スタイレット エssenシャル

**Styletto
Essential**

軽 中 M:~75dB



専用充電ケース(グラナイト)



ブラック



ホワイト

スタイリッシュに装う



超軽量! スリムボディ

- 耳の後ろがスッキリ
- メガネとの相性ピッタリ

| クラス | チャンネル | 聞こえ | 両耳価格 | 片耳価格 |
|--|-------|------|------------|----------|
| スタイレット コネクト Styletto Connect | 7Nx | 48ch | ¥1,164,000 | ¥604,000 |
| | 5Nx | 32ch | ¥844,000 | ¥444,000 |
| | 3Nx | 24ch | ¥664,000 | ¥354,000 |
| スタイレット エssenシャル Styletto Essential | 2Nx | 16ch | ¥424,000 | ¥234,000 |
| | 1Nx | 16ch | ¥304,000 | ¥174,000 |

*1 Styletto Connect:2.2g,Styletto Essential :2g

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です (販売名)補聴器 Nxシリーズ

手間いらず

- わずらわしい電池交換が不要
- 電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心

- 高い防水性と防塵性
- 国際保護等級最高位のIP68

リモコンやスマートフォン対応アプリで簡単調節

- Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールは [こちら](#) ▶

ミニポケット
¥18,000 (税別)



置くだけで充電できる簡単充電器タイプ

- フル充電で21時間使用可能
- 30分スピード充電で6時間使用可能

小さくてチューブも
細く目立たない

RIC型充電式
ピュアチャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

軽 中 高 重



持ちやすく
着け外しが簡単

耳かけ型充電式
モーションチャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

軽 中 高



置くだけで充電
可能な自動電源
ON・OFF 機能

| クラス | チャンネル | 聞こえ | 両耳価格 | 片耳価格 |
|-----|-------|-----|------------|----------|
| 7Nx | 48ch | | ¥1,104,000 | ¥574,000 |
| 5Nx | 32ch | | ¥804,000 | ¥424,000 |
| 3Nx | 24ch | | ¥624,000 | ¥334,000 |
| 2Nx | 16ch | | ¥444,000 | ¥244,000 |
| 1Nx | 16ch | | ¥324,000 | ¥184,000 |

※カラーバリエーションは32ページをご覧ください ※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です
(販売名)補聴器 Nxシリーズ

- Bluetooth®対応でテレビ*2も電話*3も音楽*3も



Bluetooth®で直接補聴器に音声を届けるので、自分だけの音量で楽しめます。両耳装着時には両耳に届くので、もっと快適に楽しめます。

※Styiletto Essentialを除く

- 充実のアフターサービスで長く安心して使える



| クラス | 修理保証 | 定額修理 | 紛失保証 |
|-------------|------|------|------|
| 7Nx・5Nx | 3年 | 4年目～ | 2年 |
| 3Nx・2Nx・1Nx | 2年 | 3年目～ | — |

保証・アフターサービスの詳細については裏表紙をご覧ください。

*2 ストリームラインTV使用時 *3 アンドロイドは別途ストリームラインマイクが必要となります

Signia Nx

シグニア エヌエックス

シグニア補聴器の最上位機種

7Nx **プレミアム**



充電式

※Stylettoのカラーは11ページ、それ以外のカラーは32ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット コネクト
Styletto Connect

充電



RIC充電式
ビュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビュア10
Pure 10 Nx

10A



RICの定番
ビュア312
Pure 312 Nx

312



電池長持ち
ビュア13
Pure 13 Nx [T]

13

| | | | | |
|------|--------------------------------|--|--|---|
| 両耳価格 | ¥1,164,000 ^{*2} | ¥1,104,000 ^{*2} | ¥1,020,000 | |
| 片耳価格 | ¥604,000 ^{*2} | ¥574,000 ^{*2} | ¥510,000 | |
| 適応聴力 | <p>● 軽 ● 中</p> <p>M: ~75dB</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高 ● 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高 ● 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB^{*3}</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|---|--------|
| 7Nx 搭載機能 | きめ細かい 聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のこもり を解消 | 騒がしい 場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
| | チャンネル 48ch | Bluetooth ^{*4} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP ^{*5} (両耳) | ビーム指向性 ^{*6} (両耳) | ツインフォン ^{*1} (両耳) | ハイレゾ音楽 | パワー エンハンス ^{*7} | スピーチ フォーカス ^{*8} | スピーチ フォーカス360° ^{*6} (両耳) | 反響音抑制 |

*1 Pure 10は除く *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 HPLシーバーは別途費用がかかります
*4 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要になります。アンドロイドは別途ストリームラインマイクが必要になります *5 Pure10、耳あな型を除く
*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 *7 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装着で対応 *8 IIC、CIC、COOL、ITCを除く



TRT 詳しくは20ページをご覧ください。

— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください

インシオ

Insio



多彩なオプション
モーション13
Motion13 Nx

13



パワータイプ
モーション13
Motion13P Nx

13



最小
アイアイシー
IIC

10A



小型
シーアイシー
CIC

10A



スタイリッシュ
耳あな型
クール
COOL

312



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC

312



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN

*Bluetooth有り。差しを接続可能

312



パワータイプ
アイティーイー ツイン
ITE TWIN

*Bluetooth有り。差しを接続可能

312

¥1,020,000

¥1,060,000

¥510,000

¥530,000

軽 中 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中 高 重

チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機器は非対応



ストリームラインTV
¥28,000 (税別)



ストリームラインマイク
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールはこちら▶

RIC型・耳かけ型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ 耳あな型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を聴く前に

Signia Nx

primax

その他

アプリ・アクセサリーなど

カラーバリエーション

Signia Nx

シグニア エヌエックス

ワンランク上の聞こえを実感

5Nx アドバンス



充電式

※Stylettoのカラーは11ページ、それ以外のカラーは32ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット コネクト
Styletto Connect

充電



RIC充電式
ビュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビュア10
Pure 10 Nx

10A



RICの定番
ビュア312
Pure 312 Nx

312



電池長持ち
ビュア13
Pure 13 Nx [T]

13

| | | | | | |
|------|----------------------------|--|--|---|--|
| 両耳価格 | ¥844,000 ^{*2} | ¥804,000 ^{*2} | ¥720,000 | | |
| 片耳価格 | ¥444,000 ^{*2} | ¥424,000 ^{*2} | ¥360,000 | | |
| 適応聴力 | <p>軽 中</p> <p>M: ~75dB</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> | <p>軽 中 高</p> <p>チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB^{*3}</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 5Nx 搭載機能 | きめ細かい聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のこもりを解消 | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
| | チャンネル 32ch | Bluetooth ^{*4} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP ^{*5} (両耳) | ビーム指向性 ^{*6} (両耳) | ツインフォン ^{*1} (両耳) | ハイレゾ音楽 | パワーエンハンス ^{*7} | スピーチフォーカス ^{*8} | スピーチフォーカス360° (両耳) | 反響音抑制 |

*1 Pure 10は除く *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 HPLシーバーは別途費用がかかります
*4 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要になります。アンドロイドは別途ストリームラインマイクが必要になります *5 Pure10、耳あな型を除く
*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 *7 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装着で対応 *8 IIC、CIC、COOL、ITCを除く



TRT 詳しくは20ページをご覧ください。

— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください

インシオ

Insio



多彩なオプション
モーション13
Motion13 Nx

13



パワータイプ
モーション13
Motion13P Nx

13



最小
アイアイシー
IIC

10A



小型
シーアイシー
CIC

10A



スタイリッシュ
耳あな型
クール
COOL

312



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC

312



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN

*Bluetooth有り・差しを省略可能

312



パワータイプ
アイティーイー ツイン
ITE TWIN

*Bluetooth有り・差しを省略可能

312

¥720,000

¥760,000

¥360,000

¥380,000

軽 中 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中 高 重

チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機器は非対応



ストリームラインTV
¥28,000 (税別)



ストリームラインマイク
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールはこちら▶

RIC型・耳かけ型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ 耳あな型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく見る

Signia Nx

primax

その他

アプリ・アクセサリなど

カラーバリエーション

性能

Signia Nx

シグニア エヌエックス

テレビや電話もクリアに聞こえる

3Nx **スタンダード** ★★★★★

充電式

※Stylettoのカラーは11ページ、それ以外のカラーは32ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイレット コネクト
Styletto Connect

充電



RIC充電式
ビュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビュア10
Pure 10 Nx

10A



RICの定番
ビュア312
Pure 312 Nx

312



電池長持ち
ビュア13
Pure 13 Nx[T]

13

| | | | | | |
|------|--------------------------------|--|--|---|--|
| 両耳価格 | ¥664,000 ^{*2} | ¥624,000 ^{*2} | ¥540,000 | | |
| 片耳価格 | ¥354,000 ^{*2} | ¥334,000 ^{*2} | ¥270,000 | | |
| 適応聴力 | <p>● 軽 ● 中</p> <p>M: ~75dB</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高 ● 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高 ● 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB^{*3}</p> | <p>● 軽 ● 中 ● 高 ● 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*3}</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 3Nx 搭載機能 | きめ細かい聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のこもりを解消 | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
| | チャンネル 24ch | Bluetooth ^{*4} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP ^{*5} (両耳) | ビーム指向性 ^{*6} (両耳) | ツインフォン ^{*1} (両耳) | ハイレゾ音楽 | パワーエンハンス | スピーチフォーカス | スピーチフォーカス360° (両耳) | 反響音抑制 |
| | | | | | | | | | | | | |

*1 Pure 10は除く *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式とした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 HPLシーバーは別途費用がかかります
*4 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要になります。アンドロイドは別途ストリームラインマイクが必要になります *5 Pure10、耳あな型を除く
*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応



TRT 詳しくは20ページをご覧ください。

— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください

インシオ

Insio



多彩なオプション
モーション13
Motion13 Nx

13



パワータイプ
モーション13
Motion13P Nx

13



最小
アイアイシー
IIC

10A



小型
シーアイシー
CIC

10A



スタイリッシュ
耳あな型
クール
COOL

312



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC

312



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN

*Bluetooth有り・差しを省略可能

312



パワータイプ
アイティーイー ツイン
ITE TWIN

*Bluetooth有り・差しを省略可能

312

¥540,000

¥580,000

¥270,000

¥290,000

軽 中 高

チューブ：~70dB
イヤフック：~90dB

中 高 重

チューブ：~80dB
イヤフック：~100dB

軽 中

ノーマル：113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル：113/50~70dB
パワー：118/55~80dB
ハイパワー：124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル：113/50~70dB
パワー：118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル：113/50~70dB
パワー：118/55~80dB
ハイパワー：124/65~90dB

軽 中 高

パワー：118/55~80dB
ハイパワー：124/65~90dB

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機器は非対応



ストリームラインTV
¥28,000 (税別)



ストリームラインマイク
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールはこちら▶

RIC型・耳かけ型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ 耳あな型〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく見る

Signia Nx

primax

その他の

アプリ・アクセサリなど

カラーバリエーション

Signia Nx

シグニア エヌエックス

基本性能を重視

2Nx **ベーシック** / 1Nx **バリュー**

充電式

※Stylettoのカラーは11ページ、それ以外のカラーは32ページをご覧ください

TRT 詳しくは右ページをご覧ください。※2Nxのみ



スタイリッシュ充電式
スタイレット エssenシャル
Styletto Essential

充電



RIC充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電



RICの定番
ピュア 312
Pure 312 Nx

312

電池式 RIC型・耳

| | | | | | |
|------|----|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 2Nx | 両耳 | ¥424,000 ^{*1} | ¥444,000 ^{*1} | | |
| | 片耳 | ¥234,000 ^{*1} | ¥244,000 ^{*1} | | |
| 1Nx | 両耳 | ¥304,000 ^{*1} | ¥324,000 ^{*1} | | |
| | 片耳 | ¥174,000 ^{*1} | ¥184,000 ^{*1} | | |
| 適応聴力 | | M: ~75dB | S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB*2 | チューブ: ~70dB イヤック: ~90dB | S: ~60dB P: ~90dB |

| | 搭載機能 | きめ細かい聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のこもりを解消 | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラ |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------|--------------|-----|
| | | チャンネル | Bluetooth ^{*3} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP 両耳 | ビーム指向性 両耳 | ツインフォン 両耳 | ハイレ |
| 2Nx | | 16ch | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 1Nx | | 16ch | ○ | — | — | — | — | — | — |

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLシーバーは別途費用がかかります

*3 Styletto Essentialを除く。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要になります。アンドロイドは別途ストリームラインマイクが必要になります



かけ型



電池長持ち
ピュア13
Pure 13 Nx [T]

13



多彩なオプション
モーション13
Motion 13 Nx

13



パワータイプ
モーション13
Motion 13P Nx

13

¥360,000

¥180,000

¥240,000

¥120,000

高里

M: ~75dB
HP: ~100dB*

軽中高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中高里

チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

| オケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|--------|
| ♪音楽 | パワー エンハンス | スピーチ フォーカス | スピーチ フォーカス360° 再耳 | 反響音抑制 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

RIC型・耳かけ型(販売名)補聴器 Nxシリーズ

TRT シグニア Nx、プライマックスは 耳鳴り治療器機能を搭載

8割の方に効果があったと報告されている*1 TRT (耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

※耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください。

※TRT: Tinnitus Retraining Therapy

*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6:639~646、2002

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機種は非対応



ストリームラインTV
¥28,000 (税別)



ストリームラインマイク
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)

インストールは
こちら▶



※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく見る

Signia Nx

primax

その他の
ハイメッシュ

アプリ・アクセサリなど

性能・
カラーバリエーション

充電式

電池式 RIC型・耳かけ型

※カラーバリエーションは32ページをご覧ください



カンタン充電式
セリオン
Cellion FL

充電



最小サイズ
エース
ACE

10A

RICの定番
ピュア
Pure

312



耳かけ型の定番
モーション
Motion SA

13



パワータイプ
モーション
Motion P

13



スーパーパワー
モーション
Motion SP

675

| | | | | | | | |
|------|----|---|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 7px | 両耳 | ¥1,064,000*1 | ¥980,000 | | | | |
| | 片耳 | ¥554,000*1 | ¥490,000 | | | | |
| 5px | 両耳 | ¥664,000*1 | ¥580,000 | | | | |
| | 片耳 | ¥354,000*1 | ¥290,000 | | | | |
| 3px | 両耳 | ¥484,000*1 | ¥400,000 | | | | |
| | 片耳 | ¥264,000*1 | ¥200,000 | | | | |
| 適応聴力 | | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB*2</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB*2</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB*2</p> | <p>軽 中 高</p> <p>チューブ: ~65dB イヤブック: ~85dB</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>チューブ: ~80dB イヤブック: ~100dB</p> | <p>中 高 重</p> <p>イヤブック: ~110dB</p> |

| 搭載機能 | きめ細かい聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のこもりを解消 | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
|------|----------|-------------|-------|-------|-------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|--------|
| | チャンネル | Bluetooth*3 | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP (両耳) | ビーム指向性 (両耳) | ツインフォン (両耳) | ハイレゾ音楽 | パワーエンハンス*5 | スピーチフォーカス*6 | スピーチフォーカス360° (両耳) | 反響音抑制 |
| 7px | 48ch | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5px | 32ch | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 3px | 24ch | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLシーラーは別途費用がかかります
*3 Ace、CIC、CIC312を除く。テレビバック2が必要です。 *4 Aceを除く。耳あな型は、ITC TWIN、ITE TWINに対応 *5 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINとMCM C312(アクラス両耳装用)に対応
*6 シングルマイクには非搭載 *7 AceとMotion Sを除く。耳あな型は、COOL、COOL13、ITEに対応 *8 COOL13はパワーのみ対応 *9 Ace、CIC、CIC312を除く



RIC型・耳かけ型 耳あな型
※オプション対応(CIC、CIC312を除く)

2年修理保証 + 保証以降も安心のスマートリペアプラン

1年紛失保証
※7px、5pxのみ

TRT 詳しくは20ページをご覧ください。

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください

インシオ

Insio



小型耳かけ型
モーション
Motion S

312



小型
シーアイシー
CIC / CIC312

10A 312



幅広い聴力に対応
エムシー
MC / MC312

10A 312



スタイリッシュ耳あな型
クール
COOL / COOL13

312 13



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC / ITC TWIN

312



電池長持ちパワータイプ
アイティーイー
ITE / ITE TWIN

13

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)



イージー
ポケット*



スマート
リモート**
¥20,000 (税別)

※2019年12月以降、リモコン商品を改良いたします。聴器性能形状は同じです。

周辺機器



テレビ
パック2**
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールはこちら▶

RIC型・耳かけ型(販売名) 補聴器 primaxシリーズ 耳あな型(販売名) 補聴器 primaxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく見る

Signia NX

primax*

その他
インシオ

アプリ・アクセサリーなど

カラーバリエーション
性能アップ

充電式

電池式 RIC型・耳かけ型

※カラーバリエーションは32ページをご覧ください



カンタン充電式
セリオン
Cellion FL

充電



最小サイズ
エース
ACE

10A

RICの定番
ピュア
Pure

312



耳かけ型の定番
モーション
Motion SA

13



パワータイプ
モーション
Motion P

13



スーパーパワー
モーション
Motion SP

675

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--|--|---|-----------------------------------|----------|
| 2px | 両耳 | ¥404,000 ^{*1} | | | | | | ¥320,000 |
| | 片耳 | ¥224,000 ^{*1} | | | | | | ¥160,000 |
| 1px | 両耳 | — | | | | | | ¥240,000 |
| | 片耳 | — | | | | | | ¥120,000 |
| 適応聴力 | | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*2}</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB^{*2}</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*2}</p> | <p>軽 中 高</p> <p>チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB</p> | <p>軽 中 高 重</p> <p>チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB</p> | <p>中 高 重</p> <p>イヤフック: ~110dB</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|-------|-------|-------------|----------------|----------------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 搭載機能 | きめ細かい聞こえ | テレビ | 食事 | アウトドア | 自声のごもりを解消 | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場・車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
| | チャンネル | Bluetooth ^{*3} | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | OVP (両耳) | ビーム指向性 (両耳) | ツインフォン (両耳) | ハイレゾ音楽 | パワーエンハンス | スピーチフォーカス | スピーチフォーカス360° (両耳) | 反響音抑制 |
| 2px | 16ch | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1px | 16ch | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式とした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります
*2 HPLセンサーは別途費用がかかります
*3 Ace、CIC、CIC312を除く。テレビパック2が必要です。*4 COOL13はパワーのみ対応 *5 Ace、CIC、CIC312を除く



TRT 詳しくは20ページをご覧ください。 ※2pxのみ

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください

インシオ

Insio



小型耳かけ型
モーション
Motion S

312



小型
シーアイシー
CIC / CIC312

10A 312



幅広い聴力に対応
エムシー
MC / MC312

10A 312




スタイリッシュ耳あな型
クール
COOL / COOL13

312 13



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC / ITC TWIN

312



電池長持ちパワータイプ
アイティーイー
ITE / ITE TWIN

13

¥320,000

¥360,000

¥160,000

¥180,000

¥240,000

¥280,000

¥120,000

¥140,000

軽 中

チューブ: ~50dB
イヤフック: ~65dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル⁴⁾: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン



ミニポケット
¥18,000 (税別)



イージー
ポケット⁵⁾



スマート
リモート⁵⁾
¥20,000 (税別)

※2019年12月以降、リモコン 内蔵を改良いたします。適合仕様は別添付です。

周辺機器



テレビ
パック2⁶⁾
¥50,000 (税別)

スマートフォン対応アプリ

• Signia app (シグニア アプリ)

※2019年12月以降使用可能
(詳しくは27ページをご覧ください)



インストールは[こちら](#)▶

RIC型・耳かけ型〈販売名〉補聴器 primaxシリーズ 耳あな型〈販売名〉補聴器 primaxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく見る

Signia NX

primax

その他
ミニポケット

アプリ・アクセサリーなど

カラーバリエーション
性能

Intuis3

インティス3

バリュー



(P-SP除く)

※耳かけ型のカラーは26ページをご覧ください



RIC型 ミニ耳かけ型S 耳かけ型M 耳かけ型P 耳かけ型SP

| 製品名 | チャンネル数 | 両耳価格 | 片耳価格 | 適応聴力 | 電池 | 対応リモコン/周辺機器/アプリ |
|---------|-------------|----------|----------|--|-----|-----------------------------|
| RIC型 | 12ch | ¥180,000 | ¥90,000 | S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB* | 312 | [リモコン] |
| ミニ耳かけ型S | | | | チューブ: ~50dB イヤフック: ~65dB | 312 | ミニポケット ¥18,000(税込) |
| 耳かけ型M | | | | チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB | 13 | |
| 耳かけ型P | | | | イヤフック: ~100dB | 13 | |
| 耳かけ型SP | | ¥220,000 | ¥110,000 | イヤフック: ~110dB | 675 | [スマートフォン対応アプリ] ◎シグニア アプリ |
| 販売名 | 補聴器 Intuis3 | | | | | |

*HPLレシーバーは別途費用がかかります ※補聴器は非課税です



※オプションやカラー、名前刻印などは35ページをご覧ください



CIC/ CIC 312 MC / MC 312 ITC ITE

| 形状 | チャンネル数 | 両耳価格 | 片耳価格 | 適応聴力 | 電池 | 対応リモコン/周辺機器/アプリ |
|--------|------------------|----------|----------|--|-----|-----------------------------|
| CIC | 12ch | ¥220,000 | ¥110,000 | ノーマル:113/50~70dB | 10A | [リモコン] |
| CIC312 | | | | | 312 | |
| MC | | | | ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB | 10A | |
| MC312 | | | | | 312 | |
| ITC | | | | パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB | 13 | [スマートフォン対応アプリ] ◎シグニア アプリ |
| ITE | | | | | | |
| 販売名 | 補聴器 Intuis3 カスタム | | | | | |

※補聴器は非課税です

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが取り付けられない場合があります
 ※オプションを複数取り付けられた場合、形状が大きくなる場合があります

プロンプト
Prompt 基本性能を備えた補聴器

価格重視で、基本性能を備えた
耳かけ型補聴器。

- Lifeチューブ (Sのみ) (別売)
- ツインマイク (Sのみ)
- プッシュボタン
- ボリューム付 (MPのみ)



| 製品名 | チャンネル数 | 両耳価格 | 片耳価格 | 適応聴力 | 電池 |
|-----|--------|------------|---------|----------------------------------|-----|
| S | 8ch | ¥100,000 | ¥50,000 | 軽 中 チューブ: ~50 dB イヤック: ~65 dB | 312 |
| MP | | | | 中 高 重 ~100 dB | 13 |
| 販売名 | | 補聴器 Prompt | | | |

*Prompt MPの形式はPrompt Pです *ミニポケットとシグニア アプリ対応

※補聴器は非課税です

ファン
Fun 簡易デジタル補聴器

お手頃価格でデジタルならではの
澄んだ音質を手に入れます。

- ボリューム付
- 4つのプリセットプログラム
- ピーピーしにくい



| 製品名 | チャンネル数 | 片耳価格 | 適応聴力 | 電池 |
|-----|--------|---------|-------------|-----|
| P | 6ch | ¥98,000 | 中 高 ~90 dB | 13 |
| SP | | | 高 重 ~110 dB | 675 |
| 販売名 | | 補聴器 Fun | | |

*リモコン:非対応 プログラムは固定

※補聴器は非課税です

■ カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

| Intuis 3 | ベージュ 01 | グレー 03 | ブラウン 04 | ブラック 05 | シルバー 06 | ダーク グラナイト66 | ディープ ブラウン77 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Intuis3 RIC インティス3 RIC | | | — | | | | |
| Intuis3 S インティス3 S | | | — | | | | |
| Intuis3 M インティス3 M | | | — | | | | |
| Intuis3 P インティス3 P | | | — | — | — | — | |
| Intuis3 SP インティス3 SP | | | — | — | — | — | |

Pのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt

| | ベージュ 01 | グレー 03 | ブラウン 04 | ディープ ブラウン77 |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| Prompt S プロンプトS | | | | — |
| Prompt MP プロンプトMP | | | — | |

MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

Fun

| | ベージュ 01 | グレー 03 | ディープ ブラウン77 |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Fun P ファンP | | | |
| Fun SP ファンSP | | | |

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

さらに快適♪ テレビも、電話も、会話も。
いつでもどこでも聞こえを簡単に調節。

スマートフォン用アプリ



Signia App (シグニア アプリ)

- 手元のスマートフォンで補聴器を操作できるから、気づかれない
- 様々な機能が1つのアプリに
- 無料でダウンロード・使用できます

音量の調節

気づかれずに
音量を調節できます



指向性の調節

手動で聞きたい方向を
選べます



補聴器の状態の確認

電池の残量などが
確認できるから、安心



アプリのインストール方法

- ①お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開きます
- ②検索ウィンドウに「signia」と入力します
- ③アプリを入手してください



* iOS 8.1以上、Android Ver. 4.0以上に対応
(端末のOS要件を満たしていても組み合わせによっては
アプリが正常に動作しない場合があります)

お使いの補聴器の機種、装用の条件などにより、使える機能が変わります。アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください。

これまでのアプリをご使用の方へ

マイ
コントロール
アプリ



myControl

タッチ
コントロール
アプリ



touchControl

マイ
ヒアリング
アプリ



myHearing

ご使用いただいていた左記のアプリは、より使いやすいSignia Appに置き換わります。これまでと同じ機能をご利用いただけますので、今後はぜひSignia Appをご使用ください。

マイコントロールアプリ、タッチコントロールアプリ、マイヒアリングアプリに関する今後の予定

●2019年12月末ごろ、App Store/Playストアから削除されます(新たにインストールできなくなります)

●サービスの停止までは、スマートフォンにインストール済みのアプリはそのままご使用いただけます

●2020年中にサービスを停止します(時期は未定)(スマートフォンにインストール済みのアプリが使えなくなります)

これらアプリを使用した時に、Signia Appのインストールを促すメッセージが出る場合があります。

* 予定は変更になる場合があります

リモコン



easyPocket
イージーポケット



easyTek boost*
イージーテックブースト

※2019年12月以降、リモコン商品を下記に変更いたします。価格・性能・形状は同じです。



miniPocket
ミニポケット
¥18,000 (税抜)

対象:

Signia Nx primax*
Intuis3 Prompt



Smart Remote
スマートリモート
¥20,000 (税抜)

対象:

primax*
※Ace、DC、DC3 12除く



Smart Connect*
スマートコネクト
¥38,000 (税抜)

対象:

primax*
※Ace、DC、DC3 12除く

* Smart RemoteやeasyTek boostをお使いの方はスマートフォンでもリモコンと同じ操作ができる「イージーテックアプリ」がご利用いただけます

リモートマイク



ストリームラインマイク
¥50,000 (税抜)

対象:

Signia Nx
※Bluetooth非搭載機種を除く

アプリ・リモコンのできること

| | | プログラム切り替え | 音量調節 | 音質調節 | ミュート | マニュアル指向性 | 電池残量 | マイク機能 | 価格(税抜) |
|---------|-------------|-----------|------|------|------|----------|------|-------|---------|
| アプリ | シグニアアプリ | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ● | ●*2 | 無料 |
| リモコン | ミニポケット | ● | ● | — | ● | — | — | — | ¥18,000 |
| | スマートリモート | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ¥20,000 |
| | スマートコネクト | ● | ● | — | ● | — | — | — | ¥38,000 |
| リモートマイク | ストリームラインマイク | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ¥50,000 |

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

*1 7クラス、5クラスのTWINマイク商品を両耳装用にした場合のみ有効 *2 iPhone使用時

アクセサリー・補修パーツ

■ **パーフェクトドライ
ラックス**
乾燥・UV除菌
¥9,000 (税抜)



■ **パーフェクトドライ
クイックエア**
乾燥
¥5,000 (税抜)



■ **補聴器乾燥カップ
シリカゲル入 signia**
(詰め替え用乾燥剤1個付)
¥900 (税抜)



■ **シグニアバッテリー
チェッカー**
¥800 (税抜)



RIC型/耳かけ型用

RIC型耳かけ型はレシーバーやイヤフック、チップ・ドーム(耳せん)などにより、適応聴力が変更できます

■ クリックドームミニレシーバー用

対応: RIC型



8+10mm 10+12mm
¥2,000 (同サイズ6ヶ入り 税抜)

■ クリックスリーブ

対応: RIC型



¥2,000 (同サイズ6ヶ入り 税抜)

■ Lifeチップ

対応: 耳かけ型(ThinチューブLifeチューブ)



8+10mm 10+12mm
¥2,000 (同サイズ10ヶ入り 税抜)

■ 2.0ミニレシーバー

対応: RIC型



¥10,000 (1本 税抜)

■ HPモールド (ミニレシーバーHP付き)

対応: RIC型 ※ミニレシーバーHP単体では販売しておりません
オーダーメイドのHPモールドを使うと、高〜重度難聴にも対応します。高〜重度難聴で小型の補聴器をお求めの方におすすめです。



¥27,000 (非税抜)

耳あな型用

■ **スモールクリネット
ダイヤルパック**
(HF4: φ2.3mm)(赤/青)

クリネット
ダイヤルパック
(HF3: φ3.0mm)(赤/青)



¥2,000 (16粒入り/交換ツール入り 税抜)

■ ノーワックス



¥1,000 (6ヶ入り/交換ツール入り 税抜)

子供用アクセサリー

■ オーディオシューキット (ベージュ、ダークグラナイト)

対応: Motion SA / Motion P (primaxのみ)

オーディオシューとバッテリーロッカー一体型

本体と同時購入 ¥4,000 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非税抜)



■ スモールイヤフック

対応: Motion Charge&Go / Motion 13 Nx / Motion 13P Nx
Motion SA / Motion P / Motion S
Intuis3 S / Intuis3 M / Intuis3 SP / Prompt S

¥500 (税抜)
一部 ¥1,000 (同サイズ10ヶ入り 税抜) ※器種により個数が異なります



■ オーディオシューキット

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥4,000 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非税抜)

対応: Intuis3 SP



¥4,000 (非税抜)

対応: Motion SP



(子供用バッテリードアを含む)
本体と同時購入 ¥6,000 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥12,000 (非税抜)

対応: Intuis3P / Prompt MP



¥4,000 (非税抜)

■ 子供用バッテリードア単体

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥600 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥6,600 (非税抜)

対応: Motion B Nx, Motion 13P Nx, Pure 13 Nx(TI)(金色)



テレコイル入りバッテリードア
本体と同時購入 ¥6,000 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥12,000 (非税抜)

対応: Motion SP



本体と同時購入 ¥2,000 (非税抜)
本体購入後の取付* ¥8,000 (非税抜)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

■ 様々な形状・素材
から選べる

イヤモールド 一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能です。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぎます。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着ができます。

■ 装着イメージ



クリック COOL スタンダード

| | RIC型用 | | 耳かけ型用 | | | | 適応聴力 | 特徴 |
|----|--------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---|----|
| | 名称 | クリックモールド | 硬質アクリル | 軟質アクリル | ポップフィット | シリコン製 | | |
| 素材 | アクリル製 | アクリル製 | アクリル製 | シリコン製 | | | | |
| | 硬質 | 硬質 | 軟質 | 超軟質 | | | | |
| 色 | クリア | クリア | クリア | 17色 | | | | |
| 形状 | クリック/カナル | | | | | 軽 中 | 最小サイズ、外から見える部分が少ない | |
| | カナルロック | | | | | 軽 中 | クリック/カナルにストッパーが付いたもの。クリック/カナルでは外れやすい人向け | |
| | COOL | | | | | 軽 中 | 当社オリジナルの着け心地重視モデル | |
| | ハーフシェル | | | | | 軽 中 | 外から見える部分をなるべく小さくし、薄く削ったもの(旧カナルサイズ) | |
| | スケルトン | | | | | 軽 中 高 | 安定感に目立たなさをプラス | |
| | スタンダード | | | | | 軽 中 高 重 | 安定感重視でハウリングしにくく、高度以上の方に標準の形状 | |
| | ¥10,500 (税別) | ¥9,000 (非税別) | | | | | | |

■ ポップフィットは、選べる17色



CROS/BIcROS

補聴システム

クロスPure Charge&Go Nx
 クロスPure 312 Nx
 クロスPure

片方の耳が聞こえない方へ 聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

クロス / バイクロスシステムは、片方の耳周辺の音を集め、もう片方の耳に転送して聞く方法です。
 聞き取りができない耳にクロスを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことができます。



対象機種 : Pure Charge&Go Nx
 Motion Charge&Go Nx

対応クラス: 7Nx-5Nx-3Nx



対象機種 : Pure Charge&Go Nx / Motion Charge&Go Nx
 Pure 312 Nx / Pure 13 Nx(T) / Motion 13 Nx
 Motion 13 P Nx
 Insio Nx: ITCTWIN (Bluetooth有り)
 Insio Nx: ITE TWIN (Bluetooth有り)

対応クラス: 7Nx-5Nx-3Nx



対象機種 : Cellion primax / Pure primax
 Motion 5A primax / Motion P primax
 Motion SP primax / Insio primax
 (CIC, CIC 312除く)

対応クラス: 7primax-5primax-3primax

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 価格(税抜) | ¥100,000*1 (充電器を除く) | ¥90,000 | ¥90,000 |
| 販売名 | クロスPure Charge&Go | クロスPure 312 Nx | クロスPure |
| 使用電池 電池寿命(連続使用) | 充電 約21時間 | 312 約110時間 | 312 約110時間 |
| カラー バリエーション | | | |

*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です *2 クロスPure Charge&Go限定 ※クロス3器種の保証期間は1年です。

クロス / バイクロス システムの仕組み

聞えない耳にクロスを、聞こえる耳に補聴器を装着します
 片耳がほぼ健聴の場合→クロスシステム: 補聴器からはクロスから転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえます
 片耳に難聴がある場合→バイクロスシステム: 補聴器はクロスから転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届けます



■ 耳かけ型 カラーバリエーション

※ボタン等のカラーや形状は機種により異なります

Signia Nx

| | ベージュ 01 | グラナイト 02 | グレー 03 | ブラック 05 | シルバー 06 | パール ホワイト07 | ゴールデン ブロンズ30 | サンディ ブラウン31 | ダーク グラナイト66 | ダーク シャンパン37 | ティープ ブラウン77 | ヒーロー ^{#1} |
|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| ^{#2} Pure Charge&Go Nx ピュアチャージ&ゴー | | | | | | | | | | | | 7Nc.5Nx.3Nxのみ |
| ^{#2} Motion Charge&Go Nx モーションチャージ&ゴー | | | | | | — | — | | — | — | — | 7Nc.5Nx.3Nxのみ |
| Pure312 Nx ピュア312 Pure13 Nx[T] ピュア13 Pure10 Nx ピュア10 Motion13 Nx モーション13 | | | | | | | | | | | | — |
| Motion13 P Nx モーション13 P | | | | | | | | | | | | 7Nc.5Nx.3Nxのみ |

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

*1 Charge&Go2機種の中のヒーローカラーはダークシャンパンとブラックの2トーンカラー。Motion 13Pのヒーローカラーはサンディブラウンとブラックの2トーンカラー

*2 カラーにより、シリアル番号とクラスが本体に刻印がなく調整ソフトで読み取りとなります

primax★

| | ベージュ 01 | グラナイト 02 | グレー 03 | ブラウン 04 | ブラック 05 | シルバー 06 | パール ホワイト07 | ゴールデン ブロンズ30 | サンディ ブラウン31 | スピリット C5 | ダーク グラナイト66 | ダーク シャンパン37 | ティープ レッド73 | キャンディー ピンク60 | キャラクター ブルー61 | エレガンス C12 | ティープ ブラウン77 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cellion FL セリオン | | | | | | | | | | — | | | 7px.5px.3pxのみ | — | — | — | |
| Pure ピュア | | | | | | | | | | 7px.5px.3pxのみ | | | 7px.5px.3pxのみ | — | — | — | |
| Ace エース | | | | — | | | | | | 7px.5px.3pxのみ | | — | 7px.5px.3pxのみ | — | — | — | |
| Motion S モーション S ※3px.2px.1pxのみ | | — | ^{#1} | ^{#1} | ^{#1} | ^{#1} | — | — | — | — | | — | ^{#1} | — | — | — | ^{#1} |
| Motion SA モーション SA | | | | | | | — | | | 7px.5px.3pxのみ | | | 7px.5px.3pxのみ | 7px.5px.3pxのみ | 7px.5px.3pxのみ | 7px.5px.3pxのみ | |
| Motion P モーション P | | | | | | | | | | — | | | 7px.5px.3pxのみ | 7px.5px.3pxのみ | 7px.5px.3pxのみ | — | |
| Motion SP モーション SP | | | | — | | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | |

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。(Motion S、Motion SPは除く)

*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

性能一覧

| | 形式 | | 性能 | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | 最大音響利得 (dB) | | 90dB入力最大出力音圧レベル (dB) | | 誘導コイル感度 (dB) HFA-MASL (±6 dB以内) |
| | | | HFA-FOG (±5dB以内) | 最大値 (+3dB以下) | HFA-OSPL90 (±4dB以内) | 最大値 (+3dB以下) | |
| 耳 か け 型 | Styletto シリーズ 共通性能 | Styletto Connect | 50 | 60 | 113 | 119 | — |
| | | Styletto Essential | 50 | 60 | 113 | 119 | — |
| | Pure Nxシリーズ 共通性能 | Pure 312 Nx(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 101/113/119/123 | 108 / 119 / 124 / 130 | — |
| | | Pure 13 Nx(T)(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 101/113/119/123 | 108 / 119 / 124 / 130 | 67 / 81 / 94 / 99 |
| | | Pure Charge&Go Nx(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 101/113/119/123 | 108 / 119 / 124 / 130 | — |
| | | Pure 10 Nx(S/M/P/HP) | 37 / 44 / 51 / 58 | 44 / 55 / 60 / 65 | 102/107/112/115 | 108 / 113 / 118 / 123 | — |
| | Cellion,Pure, Ace primaxシリーズ 共通性能 ^{*1} | Cellion px(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 102/114/120/124 | 108 / 119 / 124 / 130 | 68 / 80 / 91 / 99 |
| | | Pure px(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 102/114/120/124 | 108 / 119 / 124 / 130 | 68 / 80 / 91 / 99 |
| | | Ace px(S / M / P / HP) | 37 / 44 / 51 / 58 | 45 / 55 / 60 / 65 | 102/107/112/115 | 108 / 113 / 118 / 123 | — |
| | Motion Nxシリーズ 共通性能 | Motion Charge&Go Nx | 55(48) ^{*3} | 63(56) ^{*3} | 128(117) ^{*3} | 134(126) ^{*3} | — |
| | | Motion 13 Nx | 55(48) ^{*3} | 63(56) ^{*3} | 128(117) ^{*3} | 134(126) ^{*3} | 86(79) ^{*3} |
| | | Motion 13 P Nx | 70(55) ^{*3} | 77(65) ^{*3} | 129(118) ^{*3} | 135(130) ^{*3} | 99(85) ^{*3} |
| | Motion primaxシリーズ 共通性能 | Motion P px | 66(53) ^{*3} | 70(65) ^{*3} | 128(117) ^{*3} | 131(129) ^{*3} | 96(82) ^{*3} |
| | | Motion SA px | 53(47) ^{*3} | 60(53) ^{*3} | 127(116) ^{*3} | 130(126) ^{*3} | 80(69) ^{*3} |
| | | Motion SP px | 72 | 82 | 130 | 140 | 100 |
| | | Motion S px | 42(41) ^{*3} | 55(45) ^{*3} | 121(113) ^{*3} | 124(124) ^{*3} | — |
| | Intuis3 | Intuis3 RIC(S/M/P/HP) | 37 / 50 / 63 / 68 | 45 / 60 / 70 / 75 | 102 / 114 / 120 / 124 | 108 / 119 / 124 / 130 | 68 / 80 / 91 / 99 |
| | | Intuis3 S | 42(41) ^{*3} | 55(45) ^{*3} | 121(113) ^{*3} | 124(124) ^{*3} | — |
| | | Intuis3 M | 53(46) ^{*3} | 60(53) ^{*3} | 126(116) ^{*3} | 130(125) ^{*3} | 82(74) ^{*3} |
| | | Intuis3 P | 64 | 70 | 127 | 134 | 93 |
| Intuis3 SP | | 72 | 80 | 133 | 140 | 102 | |
| Prompt | Prompt S | 42(41) ^{*3} | 55(45) ^{*3} | 121(113) ^{*3} | 124(124) ^{*3} | — | |
| | Prompt P | 64 | 70 | 127 | 134 | 93 | |
| Fun | Fun P | 64 | 70 | 126 | 132 | — | |
| | Fun SP | 72 | 79 | 133 | 140 | — | |

*1 Cellionは7px, 5px, 3px, 2pxのみ *3 ()はライフチューブ/Thinチューブでの数値です *4 右記の略名を記載しています。本：補聴器本体にボリューム付き / オフ：本体オプションでボリューム取付可能 / eT: easyTek boost / eP: easyPocket / mP: miniPocket / TC: タッチコントロールアプリ / mC: マイコントロールアプリでボリューム調節可能 *5 電池寿命は使用状況によって変わります

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

| リモコン・アプリ ^{*4} | 適聴力(平均dBまで) | 使用電池 | 電池寿命(連続使用)(h) ^{*5} |
|------------------------|------------------|------|-----------------------------|
| mP, TC, mC | 75 | 充電 | フル充電約19 |
| mP, TC | 75 | 充電 | フル充電約19 |
| 本, mP, TC, mC | 60/75/90/100 | 312 | 約105~120 |
| 本, mP, TC, mC | 60/75/90/100 | 13 | 約175~200 |
| 本, mP, TC, mC | 60/75/90/100 | 充電 | フル充電約21 |
| mP, TC | 60/70/80/90 | 10A | 約70~75 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 60/75/90/100 | 充電 | フル充電約26 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 60/75/90/100 | 312 | 約140~175 |
| mP, TC | 60/70/80/90 | 10A | 約90~100 |
| 本, mP, TC, mC | 70(チューブ)90(フック) | 充電 | フル充電約21 |
| 本, mP, TC, mC | 70(チューブ)90(フック) | 13 | 約190 |
| 本, mP, TC, mC | 80(チューブ)100(フック) | 13 | 約130 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 80(チューブ)100(フック) | 13 | 約260 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 65(チューブ)85(フック) | 13 | 約260 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 110 | 675 | 約300 |
| 本, eT, eP, mP, TC | 50(チューブ)65(フック) | 312 | 約175 |
| 本, mP, TC | 60/75/90/100 | 312 | 約140~175 |
| mP, TC | 50(チューブ)65(フック) | 312 | 約175 |
| 本, mP, TC | 65(チューブ)85(フック) | 13 | 約260 |
| 本, mP, TC | 100 | 13 | 約190 |
| 本, mP, TC | 110 | 675 | 約260 |
| — | 50(チューブ)65(フック) | 312 | 約175 |
| 本 | 100 | 13 | 約190 |
| 本 | 90 | 13 | 約220 |
| 本 | 110 | 675 | 約285 |

耳あな型 補聴器の選び方

1 シェル
耳の中に入る部分



2 フェイスプレート
外側に来る部分

シェルカラーを選ぶ

フェイスプレートを選ぶ



スケルトンレッド スケルトンブルー パープル ベージュ



ゴールド グリーン マゼンタ ブラック

※IICは左がスケルトンブルー、右がスケルトンレッドとなります



ベージュ モカ



ブラック

※一部の製品のみ、フェイスプレートを選択できます

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

| Signia Nxシリーズ (7Nx/5Nx/3Nx) | ベージュ | モカ | ブラック |
|--------------------------------|------|----|------|
| | IIC | — | — |
| CIC | — | ● | — |
| COOL | ● | — | ● |
| ITC | ● | — | — |
| ITCTWIN | ● | — | — |
| ITETWIN | ● | — | — |

| primaxシリーズ | ベージュ | モカ | ブラック |
|-------------|------|----|------|
| | CIC | — | ● |
| CIC 312 | ● | — | — |
| MC | — | ● | — |
| MC 312 | ● | — | — |
| COOL | ● | — | ● |
| COOL 13 | ● | — | — |
| ITC/ITCTWIN | ● | — | — |
| ITE/ITETWIN | ● | — | — |

* 2px、1pxは
選択不可(モカのみ)

性能一覧 耳あな型 Insio NX (7Nx/5Nx/3Nx)、Insio primax、Intuis3 共通性能 (各項目の数値は、斜体:ノーマルタイプ、通常文字:

| 形式 | マイク | 性能 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | 最大音響利得 (dB) | | 90dB入力最大出力音圧 レベル (dB) | | リモコン・アプリ ^{*1} | 誘導コイル感度 (dB) HFA-MASL (±6dB以内) | プログラム ^{*2} |
| | | HFA-FOG (±5dB以内) | 最大値 (+3dB以下) | HFA-OSPL90 (±4dB以内) | 最大値 (+3dB以下) | | | |
| Insio Nx IIC | シングル | 46 | 50 | 109 | 113 | mP, TC | — | 6 (Insio) 4 (Intuis3) |
| Insio Nx CIC | | 48 / 59 | 55 / 65 | 112 / 119 | 118 / 124 | mP, TC | — | |
| Insio px CIC / Intuis3 CIC | | 45 | 50 | 109 | 113 | mP, TC | — | |
| Intuis3 CIC 312 | | 45 | 50 | 109 | 113 | mP, TC | — | |
| Insio px CIC 312 | | 44 | 50 | 108 | 113 | mP, TC | — | |
| Insio px MC / Intuis3 MC | | 48 / 60 | 55 / 65 | 112 / 119 | 118 / 124 | eT, eP, mP, TC (Insio) | — | |
| Insio px MC 312 / Intuis3 MC 312 | | 47 / 60 | 55 / 65 | 112 / 120 | 118 / 124 | mP, TC (Intuis3) | — | |
| Insio Nx ITC | | 47 / 60 | 55 / 65 | 111 / 119 | 118 / 124 | mP, TC | — | |
| Insio Nx ITC TWIN | ツイン | 45 / 47 / 60 | 50 / 55 / 65 | 108 / 111 / 119 | 113 / 118 / 124 | mP, TC | 65 / 79 / 91 | |
| Insio Nx ITC TWIN BT有り | | 45 / 47 / 60 | 50 / 55 / 65 | 108 / 111 / 119 | 113 / 118 / 124 | mP, TC | — | |
| Insio Nx COOL | シングル | 47 | 55 | 111 | 118 | mP, TC | 79 | |
| Insio px ITC / Intuis3 ITC | | 47 / 60 | 55 / 65 | 112 / 120 | 118 / 124 | eT, eP, mP, TC (Insio) mP, TC (Intuis3) | — | |
| Insio px ITC TWIN | ツイン | 47 / 60 | 55 / 65 | 112 / 120 | 118 / 124 | | — | |
| Insio px COOL | シングル | 47 | 55 | 112 | 118 | | 77 | |
| Insio px COOL 13 | | 47 | 55 | 112 | 118 | | 77 | |
| Insio px ITE / Intuis3 ITE | | 48 / 60 | 55 / 65 | 113 / 120 | 118 / 124 | 78 / 89 | | |
| Insio Nx ITE TWIN | ツイン | 48 / 60 | 55 / 65 | 112 / 119 | 118 / 124 | mP, TC | 79 / 90 | |
| Insio Nx ITE TWIN BT有り | | 48 / 60 | 55 / 65 | 112 / 119 | 118 / 124 | mP, TC | — | |
| Insio px ITE TWIN | | 48 / 60 | 55 / 65 | 113 / 120 | 118 / 124 | eT, eP, mP, TC (Insio) | 78 / 89 | |

*1 右記の略名を記載しています。eT:easyTek / eP:easyPocket / mP:miniPocket / TC:タッチコントロールアプリ

*2 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です

*3 電池寿命は使用状況によって変わります

※保証期間はカタログ裏表紙をご覧ください

※このデータはJIS C 5512:2015(2off)プラで測定)で表示しています

※仕様は予告なく変更される場合があります

Intuis3シリーズ

| | ベージュ | モカ | ブラック |
|--------|------|----|------|
| CIC | — | | — |
| CIC312 | | — | — |
| MC | — | | — |
| MC312 | | — | — |
| ITC | | — | — |
| ITE | | — | — |

オプションを選ぶ

- 環境スイッチ
- ボリュームコントロール
- オートフォン
- テレコイル
- ノンワイヤレス など

名前刻印

全てのオーダーメイド補聴器に無料でお入れできます。

※カタカナで最大6文字まで
※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,000税抜)

アクアプロテクト

汗・水・湿気に強いIP57対応

オプション / ¥6,000 (非課税/1台につき)
対象機種: 7px・5px・3pxシリーズ(CIC、CIC312除く)

シェルグリップ

シェルの表面に加工を施すことで耳の中ですれにくくなります。

オプション / 無料
対象機種: 耳あな型(COOL、COOL 13除く)

カナルロック

耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明。

オプション / 無料
対象機種: 耳あな型(IIC、COOL、COOL 13、ITE除く)

パワータイプ、太字:ハイパワータイプの値です

■ オプション一覧(無料)

| 適応聴力 (平均値まで) | 使用電池 | 電池寿命 (連続使用)(h) |
|---------------------|------------|-------------------|
| 70 | 10A | 約70 |
| 80 / 90 | 10A | 約70 |
| 70 | 10A | 約80 |
| 70 | 312 | 約145 |
| 70 | 312 | 約145 |
| 80 / 90 | 10A | 約80 |
| 80 / 90 | 312 | 約145 |
| 80 / 90 | 312 | 約120 |
| 75 / 80 / 90 | 312 | 約120 |
| 75 / 80 / 90 | 312 | 約120 |
| 80 | 312 | 約120 |
| 80 / 90 | 312 | 約145 |
| 80 | 312 | |
| 80 | 13 | 約240 |
| 80 / 90 | 13 | |
| 80 / 90 | 312 | 約120 |
| 80 / 90 | 312 | 約120 |
| 80 / 90 | 13 | 約240 |

| シリーズ | タイプ | 環境スイッチ (メモリー) | ボリューム コントロール | テレコイル | オートフォン | ノンワイヤレス |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|--------|----------|---------|
| Insio Nx | IIC | — | — | — | — | — |
| | CIC | 標準装備 *B | — | — | — | 選択可 |
| | COOL | 選択可 *C | 選択可 *C-D | 選択可 *F | — | 選択可 |
| | ITC | 選択可 *C | 選択可 *C-D | — | — | 選択可 |
| | ITC TWIN | 選択可 *C | 選択可 *C-D | — | — | 選択可 |
| | ITC TWIN BT有D | 標準装備 | — | — | — | — |
| | ITE TWIN | 選択可 *C | 選択可 *C-D | 選択可 *F | — | 選択可 |
| | ITE TWIN BT有D | 標準装備 | — | — | — | — |
| Insio primax | CIC / CIC312 | — | — | — | — | 標準装備 |
| | MC / MC312 | 選択可 | — | — | — | 選択可 |
| | ITC / ITC TWIN | 選択可 | 選択可 *D | — | — | 選択可 |
| | ITE / ITE TWIN | 選択可 | 選択可 *D | 選択可 *F | 選択可 *G-H | 選択可 |
| Intuis3 | COOL / COOL13 | 選択可 *C | 選択可 *C-D | — | 選択可 *G-H | 選択可 |
| | CIC / CIC312 | — | — | — | — | 標準装備 |
| | MC / MC312 | 標準装備 | — | — | — | 標準装備 |
| | ITC | 選択可 | 選択可 *E | — | — | 標準装備 |
| Intuis3 | ITE | 選択可 | 選択可 *E | 選択可 *F | — | 標準装備 |

*A テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンの同時取り付けはできません
 *B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます
 *C 環境スイッチとボリュームコントロールを同時に取り付けすることはできません
 *D ワイヤレスはデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログボリューム(ストップエンド)になります
 *E アナログボリューム(ストップエンド)になります
 *F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
 *G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要です
 *H 2px、1pxは、取り付けできません
 *I ワイヤレス/ノンワイヤレスともにデジタルボリューム(エンドレス)のみになります

機能比較表

| | 機能 | 機能説明 | スタイレットコネクト | | | スタイレットエッセンシャル | |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|------|------|---------------|-------|
| | | | 7Nx | 5Nx | 3Nx | 2Nx | 1Nx |
| 聞こえ | OWN VOICE PROCESSING ㊟ | 「自分の声」と「周囲の声」を判別し「自分の声」を快適にする | ● | ● | ● | — | — |
| | 全自動ダブルポイント調整 ㊟ | 相手の声がより聞きやすい | ● | ● | ● | ○※13 | ○※13 |
| | マルチチャンネル方式 | 聞こえの帯域を複数に分割、より細かい調整が可能 | 48ch | 32ch | 24ch | 16ch | 16ch |
| | 自動音量調節 | 音の大きさに応じ、自動で音量を心地よい大きさに調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雑音抑制 | スピーチ&ノイズマネージメント | 言葉を聞き取りやすくするために、周囲環境に応じて設定が自動で変化 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | サウンドスムージング | 突発的に響くような衝撃音を抑制 | ● | ● | ● | ● | — |
| | eウィンドスクリーン | 風雑音を抑制 | ● ^面 | ● | ● | ● | — |
| 指向性 | ハウリングストッパー | 不快なピーピー音(ハウリング)を抑制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ビーム指向性 ㊟ | 両耳装着で正面の音だけフォーカス | ● | ● | ● | — | — |
| | ワンマイク指向性 ㊟ | 両耳装着で正面の音にフォーカス | — | — | — | — | — |
| | スピーチフォーカス ㊟ | 前後左右、声の方向に自動的にフォーカス | ● | ●※12 | — | — | — |
| | トゥルーイヤール | 耳介効果で裸耳に近い臨場感 | ● | ● | ● | ● | — |
| | マニュアル指向性(幅) ㊟ | 両耳使用時に指向性の幅を手動で調節 | ● | ● | — | — | — |
| | マニュアル指向性(方向) ㊟ | 両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要Smart Connect、またはアプリ) | ● | ●※12 | — | — | — |
| | パワーエンハンス | 後ろの雑音を抑えて静かに | ● | ● | — | — | — |
| 高機能 | アダプティブ | 雑音の方向以外の周囲360°を聞く | ● | ● | ● | ● | — |
| | 固定指向性 | 後ろの雑音を抑えて静かに | — | — | — | — | ●自動※1 |
| | ウルトラ HD ㊟ | 会話をサポートする高速両耳通信 | ● | ● | ● | — | — |
| | e2eワイヤレス ㊟ | 両耳が常に通信しあい、聞きやすくする | ● | ● | ● | ● | ● |
| | エコーシールド | ワンワン響く反響をしっかりと抑える | ● | — | — | — | — |
| | ハイレジ音楽 | カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい | 3モード | 1モード | 1モード | — | — |
| | 12kHz広帯域 | 12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現 | ● | — | — | — | — |
| | 周波数圧縮 | 高い音を聴野に入れて聞き取りやすくする | ● | ● | ● | ● | ● |
| 学習機能 | プログラム数 | 利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用 等) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| | サウンドイコライザー | 数パターンの音環境で最適な音質に自動切替 | 6環境 | 3環境 | — | — | — |
| | サウンドラーニング 3 | 環境別に好みの音を記憶、自動再現 | ●※4 | — | — | — | — |
| | サウンドラーニング 2 | ・サウンドラーニング3 : 18個の環境で再現 ・サウンドラーニング2 : 9つの環境で再現 | — | ●※4 | — | — | — |
| 利便性 | サウンドラーニング | ・サウンドラーニング : 3つの環境で再現 | — | — | ●※4 | — | — |
| | データロギング | ・データロギング : 記録 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ツインフォン ㊟ | 受話器を補聴器に近づけると両耳で電話を聞くことができる | ● | ● | ● | — | — |
| | オートフォン™ | 受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え | — | — | — | — | — |
| リモコン通信機器 | テレコイル | ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信 | — | — | — | — | — |
| | オーディオインプット | テレビ、ラジオ、聴覚機器などをつなぐ端子 ※ 別売のオーディオシュー、オーディオコードが必要 | — | — | — | — | — |
| | Smart Connect | 小型で簡単操作。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能 | — | — | — | — | — |
| | Smart Remote | 大きなボタンと液晶表示で使いやすい | — | — | — | — | — |
| | miniPocket | 超小型の簡単リモコン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ストリームラインTV | TVの音をダイレクトに補聴器へ届ける | ● | ● | ● | — | — |
| ストリームラインマイク | スマートフォン(アンドロイド)通話に、遠距離マイクとしても使えます | ● | ● | ● | — | — | |
| クロスPure | クロスPureのマイクで音をとらえ、逆側の補聴器に音声を届ける | — | — | — | — | — | |

● Nxチップでより強力に機能が働く

● 強力に機能が働く

○ 機能搭載

㊟: 両耳装着時の専用機能です

面: TWINマイク商品は両耳装着でより強力になります

※1 シングルマイクの機種には非搭載

※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICとAceには搭載できません

※3 Nxシリーズは手動切替のみ、primaxシリーズは同梱オートフォンマグネットを使用すると自動で切り替わります

※4 リモコンまたは本体ボリュームが必要

※5 PureとMotionは標準、AceとMotion Sは非搭載、COOL、ITEはオプションで取付可能

※6 耳かけ型M、P、SPは標準、ITEはオプションで取付可能

※7 RICと耳かけ型M、Pは標準、ITEはオプションで取付可能

| Signia Nxシリーズ | | | | | primaxシリーズ | | | | | Intuis3 | Prompt | Fun |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|------------|-------|---------|--------|-----|
| 7Nx | 5Nx | 3Nx | 2Nx | 1Nx | 7px | 5px | 3px | 2px | 1px | | | |
| ●※8 ※15 ※16 | ●※8 ※15 ※16 | ●※8 ※15 ※16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●※8 ※5 | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | ○※13 | ○※13 | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | ○※13 | ○※13 | — | — | — |
| 48ch | 32ch | 24ch | 16ch | 16ch | 48ch | 32ch | 24ch | 16ch | 16ch | 12ch | 8ch | 6ch |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| ●両 | ● | ● | ● | — | ●両 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | — | — | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | ●※8 ※15 | — | — | — | — | — |
| ●※14 | ●※14 | ●※14 | — | — | ●※14 | — | — | — | — | — | — | — |
| ●※8 ※15 | ●※8 ※12 ※15 | — | — | — | ●※8 ※15 | ●※8 ※12 ※15 | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| ●※8 ※5 | ●※8 ※15 | — | — | — | ●※8 ※15 | ●※8 | — | — | — | — | — | — |
| ●※8 ※5 | ●※8 ※12 ※15 | — | — | — | ●※8 ※15 | ●※8 ※12 ※15 | — | — | — | — | — | — |
| ●※1 ※17 | ●※1 ※17 | — | — | — | ●※1 ※17 | ●※1 | — | — | — | — | — | — |
| ●※1 | ●※1 | ●※1 | ● | — | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | — | — | — | — |
| アタファイ48バンド | アタファイ32バンド | アタファイ24バンド | アタファイ16バンド | — | アタファイ48バンド | アタファイ32バンド | アタファイ24バンド | アタファイ16バンド | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ●自動※1 | — | — | — | — | ●※1自動 | ●※1自動 | ● | — |
| ●※15 | ●※15 | ●※15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●※15 | ●※15 | ●※15 | ● | ● | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | — | — | — |
| ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 3モード | 1モード | 1モード | — | — | 3モード | 1モード | 1モード | — | — | — | — | — |
| ● | — | — | — | — | ●※9 | — | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6環境 | 3環境 | — | — | — | 6環境 | 3環境 | — | — | — | — | — | — |
| ●※4 | — | — | — | — | ●※4 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ●※4 | — | — | — | — | ●※4 | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ●※4 | ● | ● | ● | ● | ●※4 | ● | ● | ● | ● | — |
| ●※3 ※15 | ●※3 ※15 | ●※3 ※15 | — | — | ●※3 ※15 | ●※3 ※15 | ●※3 ※15 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | ●※5 | ●※5 | ●※5 | — | — | — | — | — |
| ●※10 | ●※10 | ●※10 | ●※10 | ●※10 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※6 | — | — |
| — | — | — | — | — | ●※11 | ●※11 | ●※11 | ●※11 | ●※11 | ●※11 | ●※11 | — |
| — | — | — | — | — | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | ●※15 ※7B | — | — | ●※2 | ●※2 | ●※2 | — | — | — | — | — |

※8 TWINマイク商品を両耳使用した場合のみ

※9 Motion 5Pを除く

※10 Pure 13 Nx [T]、Motion 13 Nx、Motion 13P Nxが対象。バッテリーロッカーを交換した時のみ使用可

※11 耳かけ型(Sを除く)に搭載

※12 5Nx、5pxは前後にフォーカス。

※13 ○は自動ピント調整

※14 シングルマイクの耳あな型を両耳装用にした場合のみ(primaxシリーズのCIC除く)

※15 Pure 10 NxとAce primaxを除く

※16 Nxの耳あな型を除く

※17 IIC、CIC、COOL、ITC(7、5Nx)とMC/MC3 12(7px)は両耳装用で対応

※18 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINのBluetooth有りのみ対応

■ おすすめラインナップ性能表

シグニア エヌエックス プライマックス
Signia Nx primax★

テレビ おしゃべり は Signia Nx はならでの機能です。

| 安心保証 | 会話 | テレビ | 食事 | アウトドア | おしゃべり | 騒がしい場所での会話 | 固定電話 | カラオケ | 居酒屋 | 職場車イス | 車・電車 | ロビー・講堂 |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| もしもの時も安心 | きめ細かい聞こえ | 無線で直接補聴器へ | 衝撃音を抑制 | 風雑音を抑制 | 自声のこもりを解消 | 前の相手の声にフォーカス | 固定電話を両耳で聞ける | ハイレゾ音楽も楽しめる | 後方の雑音を抑える | 前後の声の方向にフォーカス | 前後左右の方向にフォーカス | 響く音をしっかりと抑える |
| ^{#7} 保証 | チャンネル | ^{#1} Bluetooth | 突発音抑制 | 風雑音抑制 | ^{#2} OVP [両耳] | ^{#3} ビーム指向性 [両耳] | ^{#4} ツインフォン [両耳] | ハイレゾ音楽 | ^{#5} パワーエンハンス | ^{#6} スピーチフォーカス | ^{#3} スピーチフォーカス360° [両耳] | 反響音抑制 |
| 7 プレミアム | 3年/2年 紛失 48ch | Signia Nx | ○ | ○ | Signia Nx | | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 5 アドバンス | 3年/2年 紛失 32ch | Signia Nx | ○ | ○ | Signia Nx | | ○ | ○ | ○ | | — | — |
| 3 スタンダード | 2年 24ch | Signia Nx | ○ | ○ | Signia Nx | | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 2 ベーシック | 2年 16ch | Signia Nx | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 バリュー | 2年 16ch | Signia Nx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*1 Nxシリーズはテレビも電話も無線で直接補聴器へ聞けます。Bluetooth非搭載機種を除きます。TV視聴には別途ストリームラインTVが必要になります。

primaxシリーズはテレビバック2が必要ですが、Ace、DC、DC12を除く。

*2 Pure 10、耳あな型、primaxシリーズ全機種を除く *3 Pure 10、Aceを除く、耳あな型はITC TWIN、ITE TWINIに対応

*4 Pure 10、Ace、Motion5を除く、耳あな型、primaxシリーズはCOOL、COOL13とITEIオプションで取付可能

*5 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINIに対応、iIC、DC、COOL、ITC(7Nx、5Nx)とMG/MC312(7px)は両耳装着対応 *6 シングルマイクは非搭載 *7 詳しくは裏表紙に記載



Signia Nx は、従来製品を更に越えた「聞き取り」と「聞き心地」に。
 補聴器を着けていることを忘れてしまうほどの、楽で自然な聞こえ。
 ありのままの聞こえで会話することの楽しさ。
 「思わず話したくなる」、そんな聞こえを独自のテクノロジーで実現しました。

Signia Nx

さらに


最新マイクで
 よりリアルな
 音を届けます



シグニア補聴器 両耳装用のススメ



片目だけで見ると
疲れやすいもの。
片耳だけの
補聴器も同様です。



両耳に補聴器をつけるとよいとされる4つの理由

1 方向感

両耳に音が入るので、音がどこから来ているか方向が捉えやすくなります。



2 安全

両耳装用だと、どちらの方向から音がきているのか、分かりやすい。



3 騒音下での聞きとりが良い

騒音下でも聞きとりやすくなります。




4 疲れにくい

両耳から音を入れるので音量を下げられて疲れにくくなります。




両耳装用は満足度が高いという 研究結果があります



両耳装用者と片耳装用者のシーン別満足度の比較 ■ 両耳装用者 ■ 片耳装用者
※ 補聴器1年間使用後の主観的評価によるデータ(スキャンジナビアンオージオロジーより抜粋)

言葉の聞き取り能力 低下の予防*1

片耳装用だと、補聴器をつけていない方の耳は、言葉の聞き取り能力が次第に衰えていく場合があるという研究結果があります。



■ シグニア補聴器の安心保証とスマートリペアプラン



① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

- *取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合
- *紛失および過失による故障(シールド破損や水没など)ならびに、電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

- *「スマートリペアプラン」は入会金などの費用が一切かからず、修理は定額
- *耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
- *故障部位および購入年数によって各種規定がございます

③ 1年以内の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年以内の再作を無料で行います(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

| | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目～ |
|-------------------|------------|-----|-----------|-----------|-----|-----|------|
| Signia 7Nx/5Nx | 3年プラチナ安心保証 | | | スマートリペア期間 | | | |
| | 無料 | | | 定額修理プラン | | | |
| 上記以外の シグニア補聴器 | 2年安心保証 | | スマートリペア期間 | | | | |
| | 無料 | | 定額修理プラン | | | | |

■ 紛失保証について

| | 1年目 | 2年目 |
|-------------------|---------|-----|
| Signia 7Nx/5Nx | 2年保証 | |
| | 1回に限り無料 | |
| 7px/5px | 1年保証 | — |
| | 1回に限り無料 | — |

シバントス株式会社 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F www.signia.jp

■ 「シグニア補聴器」お客様コールセンター

0800-888-0303 オ-ミミ オ-ミミ Tel.046-289-0303
Fax.046-407-1133

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日 定休日)

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

■ 販売店様専用問合せ窓口 カスタマーサービス

0800-222-4133 Fax.0800-888-4133 ヨイニミ
Tel.046-409-4133 Fax.046-407-1133

販促物注文専用FAX/050-3730-5795
営業時間 9:00-17:00(日・祝日 定休日)

シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

フォロー
お待ちしております

シグニア補聴器

で検索

公式 facebook

@SigniaHearingJapan

<https://www.facebook.com/signiahearingjapan>

公式 Instagram

@signiahearingjapan

<https://www.instagram.com/signiahearingjapan>

公式 twitter

@SigniaJapan

<https://twitter.com/SigniaJapan>

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2019年11月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。19.12.JP.17001272

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。BluetoothはBluetooth SIG, Inc.が所有しており、Si Santosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標 商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。

Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.



6月6日は補聴器の日