









シグニア補聴器 ケアソリューションカタログ

補聴器 乾燥機・ケア商品

2020年12月版

補聴器に毎日の最適なケアと衛生管理を。

	乾燥		UV除菌	洗浄	自動タイマー	外寸(本体) 内寸(乾燥室) [mm]
	ヒーター	循環ファン				
パーフェクト ドライ ロックス 		○	○	○	—	30分 W93×H48×D76 W70×H21×D51 重さ:144g 外箱:W149×H52×D82
ドライキャップ UV2 		—	○	○	—	120分 W127×H115×D127 W120×H90×D120 重さ:315g 外箱:W130×H130×D130
パーフェクト ドライ クイックエア 		○	○	—	—	45分 W125×H47.5×D75 W104×H20×D55 重さ:175g 外箱:W149×H52×D82
パーフェクト クリーン 専用洗浄液 リフィル 		(追加注入の目安) 約60回の使用ごとに再注入を推奨します。				

補聴器乾燥カップ シリカゲル入 		詰め替え用 乾燥 シリカゲル 	
クリーニングシート 		クリーニングスプレー 	
クリーニングカップ 		クリーニングタブレット 	
エアブローアー 		スターターセット 	

シバントス株式会社 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F www.signia.jp

■ 個人のお客様専用窓口
「シグニア補聴器」お客様コールセンター

0800-888-0303

Tel.046-289-0303 Fax.046-407-1133
営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。
カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

■ 販売店様専用問合せ窓口
カスタマーサービス

0800-222-4133 Fax 0800-888-4133

Tel.046-409-4133 Fax.046-407-1133
営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

シグニア補聴器は、
シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。
革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。
確かな品質と共に、お客様に寄り添う
誠実なブランドであり続けます。

www.signia.jp





補聴器は、毎日身に着ける体の一部だから、お手入れもしっかりと。

●乾燥・UV除菌

パーフェクトドライ ラックス

特殊製法の四角形状UVランプが全方向から紫外線を照射し、補聴器をしっかり除菌。
ヒーター採用、30分間温風で急速乾燥。
本体サイズ：W93×H48×D76mm

希望小売価格：¥9,000 (税抜)




●乾燥・UV除菌

ドライキャップ UV2

対流エアフロー採用でしっかり乾燥。
充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・除菌ができる。
様々なUV除菌可能な小物にも使える特大サイズ。
本体サイズ：W127×H115×D127mm

希望小売価格：¥8,000 (税抜)



2種類の運転モードから選択可能

夜寝る前に...

ドライ&クリーンモード



ちょっとした時間に...

クリーンモード



充電式補聴器
ユーザーにおすすめ!

●乾燥

パーフェクトドライ クイックエア

大きな補聴器の乾燥にも安心の大容量モデル。
本体サイズ：W125×H47.5×D75mm

希望小売価格：¥5,000 (税抜)



乾燥剤不要で
低ランニング
コスト



●その他の商品

しっかり乾燥!

補聴器乾燥カップシリカゲル入

乾燥用の密閉式カップ。(大サイズ乾燥剤 1個付)
1個入り 希望小売価格：¥900 (税抜)



詰め替え用乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤(個包装)。補聴器乾燥カップ(別売)に入れて使用します。
2個入り 希望小売価格：¥1,000 (税抜)



個包装だから外出時に便利!

クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。
個包装だから外出時に便利。
30枚入り、個包装
希望小売価格：¥900 (税抜)



がんこな汚れも強力に洗浄!

クリーニングカップ

タブレットをカップに入れてイヤモールド、チューブ類を洗浄します。
1個入り 希望小売価格：¥300 (税抜)



クリーニングタブレット

20個入り 希望小売価格：¥700 (税抜)



隙間の汚れにも届く!

クリーニングスプレー

ブラシノズル付きで細かな部分のお掃除もらくらく。
容量：30ml
希望小売価格：¥900 (税抜)



初めてご利用の方に!

スターターセット

ご旅行にも便利。

[セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小) 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

希望小売価格：¥2,000 (税抜)



細かな隙間に入った塵/水分を除去!

エアブローア

塵や、水分の吹き飛ばし除去に。
1個入り
希望小売価格：¥900 (税抜)

