



Be Brilliant™

シグニア補聴器

アクセサリ・補修パーツカタログ

2021年6月版 販売店様専用




signia

RIC型用

Styletto X	Pure Charge&Go X	Pure 312 X	Styletto Nx	Pure Charge&Go Nx
Pure 10 Nx	Pure 312 Nx	Pure 13 Nx		
Cellion px *	Ace px *	Pure px *	Orion2 RIC *	Pure 13 BT px *
Pure bx *	Carat bx *	Ace bx *	Pure mi *	Orion Plus RIC *

*補聴器本体は販売を終了しております



レシーバータイプ呼称	S	M2	P2	ミニレシーバーHP2
レシーバー商品	 2.0 ミニレシーバーS OL-3L OR-3R ¥11,000 ※クリックスリーブも 使えます	 2.0 ミニレシーバーM OL-4L OR-4R ¥11,000 ※クリックスリーブも使えます ※4L, 4RはStyletto X非対応	 2.0 ミニレシーバーP OL-3L OR-3R ¥11,000 ※クリックモードをオススメします ※クリックスリーブも使えます	 HPモールド2 (ミニレシーバーHP2付き) OL-3L OR-3R ¥27,000 (非課税) ※ミニレシーバーHP2単体では 販売いたしません ※Styletto X非対応 ※補聴器と同時注文時のみ ¥15,000(非課税)
コンチャロック	 S:10426987 ¥110 (1本入り)	M2:10937826 ¥1,100 (同サイズ10本入り)	P2:10668991 ¥110 (1本入り)	










 穴あり 10951152 (XS) 4+10mm 10951146 (S) 7+12mm 10951148 (M) 9+14mm 10951150 (L) 11+16mm	 穴なし 10951153 (XS) 4+10mm 10951147 (S) 7+12mm 10951149 (M) 9+14mm 10951151 (L) 11+16mm	 10426016 4mm (穴あり) 10426017 6mm (穴なし) 10426014 8mm (穴あり) 10426012 8mm (穴なし) 10426015 10mm (穴あり) 10426013 10mm (穴なし) 10670790 チューリップドーム (フリーサイズ12mm)
ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0 ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り) ※クリックスリーブ穴なしには通気バントが空いています		ミニレシーバー用クリックダブルドーム 10426018 8+10mm 10426019 10+12mm ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り)
 10962504	クイックガード (オーダーメイド耳あな型・HPモールド・ クリックモールド用/交換ツール入り) ¥1,100 (8粒入り)	 10962332 ミニレシーバー用 ワックスガード2 ¥1,760 (8ヶ入り)

[▶ チップ・ドームの詳細については14ページへ](#)

その他  10597930	クリックモールド サービスセット ¥1,100	 10674370	2.0 ミニレシーバー 取り外しツール ¥330
--	-------------------------------	--	--------------------------------

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■イヤフォーム

	RIC型用	耳かけ型用					
名称	クリックモールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット			
素材	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製			
	硬質	硬質	軟質	超軟質			
色	クリア	クリア	クリア	17色	適応聴力	特徴	
形状	クリック/ カナル	 クリック カナル	 カナル	 カナル	 カナル	● 軽 ● 中	最小サイズ、外から見える部分が少ない
	カナルロック	 カナル				● 軽 ● 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL	 COOL				● 軽 ● 中	当社オリジナルの着け心地重視モデル
	ハーフシェル	 ハーフシェル				● 軽 ● 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン	 スケルトン				● 軽 ● 中 ● 高	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード	 スタンダード				● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
	¥10,500 (非課税)	¥9,000 (非課税)					



クリック



COOL



スタンダード

クリックモールド

クリアのみ



アクリル

クリアのみ

クリック



スタンダード



ポップフィット

17色

クリアカラー



クリア

ローズ

ベージュ

ブラウン

トランスブルー

トランスグリーン

トランスパープル

トランスピンク

ビビットカラー



ブルー

グリーン

パープル

ピンク

レッド

オレンジ

イエロー

ホワイト

ブラック

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■耳かけ型用(イヤフック向け)



Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X	Motion Charge&Go SP X	Motion Charge&Go Nx
Motion 13 Nx	Motion 13P Nx	Motion SP	Prompt
Intuis3			
Motion S *	Motion SA *	Motion P *	Orion2 * ※
Sirion2 *	Aquaris *	Nitro SP *	Orion * ※
Sirion *	*補聴器本体の販売は終了しております		

※RICを除く

1	<p>イヤフック(各種) スモールイヤフック(各種) ¥550 (1本) (一部¥1,100(10本入り)があります。 対象器種は下記参照)</p>	<p>フックピース 10948789 (Motion SA px bx) ¥550</p>	<p>リムーバル H2770 (イヤフックの取付けピン外し) 10419505 ¥550</p>	
	<p>03188869 4700Ω 在庫僅少 ノウルスダンパー大型(各種) ¥330</p>	<p>10149923 680Ω 07237279 1000Ω 07242717 1500Ω ノウルスダンパー小型(各種) ¥330</p>		
	<p>10954531 標準 02749588 高度 サウンドチューブ (標準#225) ¥440/m (高度#222) ¥550/m</p>	<p>10674284 3.6 10829208 3.3 ポップフィット用チューブ (3.6/3.3) ¥550 (1本入) ※10本単位でのご注文をお願い致します</p>		
2	<p>10951037 SS 10951035 S 10951036 M 10951038 MM 10951039 L 10951040 楕円 イヤチップ (SS/S/M/MM/L) ¥220 (1個) (楕円) ¥330 (1個)</p>	<p>エルボー 10954052 ¥165 (1個)</p>	<p>イヤモールド (特注耳せん) 2ページの価格表を ご覧ください</p>	<p>耳せん Funセット 10937494 ¥550 (1セット)</p>

イヤフック10本入対象器種(全てスモールイヤフックとなります)

Octiv P / Orion2 P / Sirion2 P / Intuis2 P / Teneo HP	Motion PX+ bx / Motion P mi	Motion P 701 / 501 / 301 / 101 (XCL含む) / Intuis3 M / Intuis3 S / Motion S px / Prompt S / Intuis2 M / Intuis2 S
---	--------------------------------	---


※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■耳かけ型用 (Thinチューブ向け)

Motion Charge&Go X、Motion Charge&Go P X専用Thinチューブ・イヤチップ



1	<p>S0:10991609 S1:10991610 S2:10991611 S3:10991612 S4:10991613</p> <p>Thinチューブ 3.0 サイズ:0.9mm (長さ:S0~S4 左右各1本入) ¥1,100</p>	<p>S0-P:10992492 S1-P:10992493 S2-P:10992494 S3-P:10992495 S4-P:10992496</p> <p>Thinチューブ 3.0 サイズ:1.4mm (長さ:S0-P~S4-P 左右各1本入) ¥1,100</p>	<p>10993677 コンチャロック3.0 ¥1,100 (10本入)</p>	<p>10991403 チューブセレクトター 3.0 ¥550 (1本入) ※Life チューブセレクトターとメモリ間隔が 違うため購入時ご注意ください</p>
---	---	---	--	--



Lの長さ:耳介に掛ける頂点~耳道入り口














Thinチューブ3.0寸法

	0	1	2	3	4
D	約17mm				
L	約20mm	約23mm	約27mm	約32mm	約36mm

2	<p>イヤチップ3.0 ¥2,200 (6個入)</p> <p>10993678 5mm オープン 10993680 7mm オープン 10993681 10mm オープン 10993682 8mm チューリップ 10993683 12mm チューリップ</p>	<p>10993607 ワックスガード 3.0 ¥1,100 (8粒入り/交換ツール入り)</p>																				
	<p>上から見た図</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>ベント</td> <td> 10992863</td> <td> 10992864</td> <td> 10992865</td> <td> 10992866</td> </tr> <tr> <td>クローズ</td> <td> 10992867</td> <td> 10992868</td> <td> 10992869</td> <td> 10992870</td> </tr> <tr> <td>パワー</td> <td> 10997192</td> <td> 10997193</td> <td> 10997194</td> <td> 10997195</td> </tr> </table> <p>近期中発売予定 スリーブ3.0 ¥2,200 (6個入)</p>			XS	S	M	L	ベント	10992863	10992864	10992865	10992866	クローズ	10992867	10992868	10992869	10992870	パワー	10997192	10997193	10997194	10997195
			XS	S	M	L																
ベント	10992863	10992864	10992865	10992866																		
クローズ	10992867	10992868	10992869	10992870																		
パワー	10997192	10997193	10997194	10997195																		

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■ その他従来製品用 (Lifeチューブ、Thinチューブ向け)

1	 <p>1L-4L 1R-4R</p> <p>S-Lifeチューブ (Motion P mi/ Motion PX+ bx) ¥3,300 (同サイズ10本入り)</p>	 <p>1L-6L 1R-6R</p> <p>Lifeチューブ (Motion P・Motion SX mi/Aquaris/ Orion/Orion2/Sirion/Sirion2/ Intuis2/Motion S px/prompt S/ Intuis3 S) ¥3,300 (同サイズ10本入り)</p>	 <p>1L-4L 1R-4R</p> <p>Thinチューブ (Motion 13 Nx/Motion SA px/ Motion 13P Nx/Motion C&Go Nx/ Contrast HP S/ Motion SA bx/Motion P px) ¥1,650 (同サイズ5本入り)</p>	 <p>フックピース (Motion SA px bx/Contrast S) 10948789 (Motion 13 Nx /13P Nx) 10947303 (Motion Charge&Go Nx) 10958343 ¥550</p>	 <p>Lifeチューブセクター 10054711 ¥220 ※チューブセクター3.0とメモリ間隔が異なるため、購入時にご注意ください</p>					
	2	 <p>10169328 4mm</p>	 <p>10169329 6mm</p>	 <p>10169330 8mm (穴なし)</p>	 <p>10054916 8mm</p>	 <p>10054917 10mm</p>	 <p>10962754 チューリップチップ (7mmサイズ)2mm</p>	 <p>10175566 8+10mm</p>	 <p>10175715 10+12mm</p>	<p>Lifeチップ ¥2,200 (同サイズ10ヶ入り)</p>

<p>その他耳かけ型用パーツ・アクセサリ</p>		 <p>Motion用</p>			
 <p>オーディオシュー (各種) ¥1,400 (非課税)</p>	 <p>オーディオシューキット Motion P px/Motion SA px+bx/ Carat bx/Contrast HP+/Contrast S+用 ¥4,000 (非課税)*1</p>	 <p>オーディオシューキット Motion P mi/Orion 2 M,P/Orion M,P/ Sirion 2 M,P/Sirion M,P/Intuis 3 M/ Prompt MP/Octiv P/Teneo M,HP用 ¥4,000 (非課税)*1 Motion PX binax: オーディオシュー非対応</p>	 <p>オーディオシューキット Motion SP/Nitro mi/Orion SP/ Contrast SP+/Octiv SP用 (子供用バッテリーロッカー含む) ¥6,000 (非課税)*1</p>	 <p>オーディオシューキット Intuis3 SP用 ¥4,000 (非課税)</p>	 <p>オーディオシューキット Intuis3 P/Prompt MP用 ¥4,000 (非課税)</p>

 <p>子供用バッテリーロッカー Orion M,P/Sirion M,P用 ¥600 (非課税)*1</p>	 <p>子供用バッテリーロッカー Motion SP/Nitro mi/Orion SP/ Contrast SP+/Octiv SP用 ¥2,000 (非課税)*1</p>	 <p>チャイルドロックディセーブラー Motion mi M,P/Octiv SP用 10675457 ¥1,100 (10本入)</p>
--	--	---

 <p>(共通) ロッカースイッチカバー Motion SP px/Nitro mi/Orion SP/ Contrast SP+/Octiv SP+ ¥330</p> <table border="1"> <tr> <td>ダークグラナイト</td> <td>10821632</td> <td>グレー</td> <td>10821629</td> </tr> <tr> <td>ページ</td> <td>10821625</td> <td>ブラウン</td> <td>10821630</td> </tr> <tr> <td>グラナイト</td> <td>10821631</td> <td>ブラック</td> <td>10821628</td> </tr> <tr> <td>ディーブラウン (Motion SPのみ)</td> <td></td> <td></td> <td>10944535</td> </tr> </table>	ダークグラナイト	10821632	グレー	10821629	ページ	10821625	ブラウン	10821630	グラナイト	10821631	ブラック	10821628	ディーブラウン (Motion SPのみ)			10944535	 <p>テレコイル入りバッテリーロッカー Pure 13 Nx[T], Motion 13 Nx, Motion 13P Nx ¥6,000 (非課税)*1</p>	<table border="1"> <tr> <td>ページ</td> <td>10950811</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>10953591</td> </tr> <tr> <td>ダークブラウン</td> <td>10953592</td> </tr> <tr> <td>ダークグラナイト</td> <td>10950812</td> </tr> <tr> <td>ダークシャンパン</td> <td>10953764</td> </tr> <tr> <td>ゴールドブロンズ</td> <td>10953765</td> </tr> <tr> <td>グラナイト</td> <td>10953593</td> </tr> <tr> <td>グレー</td> <td>10953594</td> </tr> <tr> <td>パールホワイト</td> <td>10953766</td> </tr> <tr> <td>サンディーブラウン</td> <td>10953767</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>10953768</td> </tr> </table>	ページ	10950811	ブラック	10953591	ダークブラウン	10953592	ダークグラナイト	10950812	ダークシャンパン	10953764	ゴールドブロンズ	10953765	グラナイト	10953593	グレー	10953594	パールホワイト	10953766	サンディーブラウン	10953767	シルバー	10953768
ダークグラナイト	10821632	グレー	10821629																																					
ページ	10821625	ブラウン	10821630																																					
グラナイト	10821631	ブラック	10821628																																					
ディーブラウン (Motion SPのみ)			10944535																																					
ページ	10950811																																							
ブラック	10953591																																							
ダークブラウン	10953592																																							
ダークグラナイト	10950812																																							
ダークシャンパン	10953764																																							
ゴールドブロンズ	10953765																																							
グラナイト	10953593																																							
グレー	10953594																																							
パールホワイト	10953766																																							
サンディーブラウン	10953767																																							
シルバー	10953768																																							

*1 別途取付加工費6,000円(非課税)が必要です。補聴器注文と同時に取付時は無料

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■ CROS (補聴器と一緒に使用)



CROS Pure Charge&Go X
 ¥110,000*1 (充電器を除く)
 対象機種: Motion Charge&Go X
 Motion Charge&Go P X
 Motion Charge&Go SP X
 Pure Charge&Go X



CROS Pure 312 X
 ¥99,000
 対象機種: Pure 312 X



CROS Pure Charge&Go Nx
 ¥110,000*1 (充電器を除く)
 対象機種: Pure Charge&Go Nx
 Motion Charge&Go Nx



CROS Pure 312 Nx
 ¥99,000
 対象機種: Pure Charge&Go Nx / Motion Charge&Go Nx
 Pure 312 Nx / Pure 13 Nx[T1] / Motion 13 Nx
 Motion 13P Nx
 Insio Nx ITC TWIN (Bluetooth有り)
 Insio Nx ITE TWIN (Bluetooth有り)



CROS Pure
 ¥99,000
 対象機種: Motion SP px / Insio px
 (CIC, CIC 312除く)

対応クラス: 7X・5X・3X		対応クラス: 7X・5X・3X		対応クラス: 7Nx・5Nx・3Nx		対応クラス: 7Nx・5Nx・3Nx		対応クラス: 7px・5px・3px	
ベージュ	10968168	ベージュ	10977675	ベージュ	10964552	ベージュ	10954136	ベージュ	
グラナイト	10968176	グラナイト	10977679	グラナイト	10964553	グラナイト	10954138	グラナイト	
グレー	10968867	グレー	10977680	グレー	10964554	グレー	10954140	グレー	10934252
ブラック	10968171	ブラック	10977676	ブラック	10964555	ブラック	10954142	ブラック	
パールホワイト	10968173	パールホワイト	10977681	シルバー	10964556	シルバー	10954144	シルバー	
サンディブラウン	10968172	サンディブラウン	10977683	パールホワイト	10964557	パールホワイト	10954146		
ダークシャンパン	10968174	ダークシャンパン	10977678	ゴールドブロード	10964558	ゴールドブロード	10954148		
ディープブラウン	10968169	ディープブラウン	10977677	サンディブラウン	10964559	サンディブラウン	10954150		
ローズゴールド	10968175	ローズゴールド	10977682	ダークシャンパン	10964560	ダークシャンパン	10954152		
シルバーヒーロー	10968170	シルバーヒーロー	10977684	ダークグラナイト	10964561	ダークグラナイト	10954154		
				ディープブラウン	10964562	ディープブラウン	10954156		
				ヒーロー	10964563				

*1 別売の充電器¥44,000が必要です ※クロス各器種の保証期間は1年です

■ 耳あな型用

1 IIC・CIC・MC・ITC(CT)・COOL・ITE(LS)



IIC (インビジブルインカナル) CIC (コンプリートインカナル) MC (マイクロカナル) ITC(CT) (カナルタイプ) COOL (クール) ITE(LS) (フルサイズ)

- Insio
- Intuis3
- Orion2*
- Sirion2*
- Intuis2*
- Motion*
- Nitro*

*補聴器本体は販売を終了しております

<p>クイックガード ¥1,100 (8粒入り/交換ツール入り) 10962504</p> <p>クリネット ダイヤルパック (HF3) : φ3.0mm (赤:10827378 / 青:10827377) ¥2,200 (16粒入り/交換ツール入り)</p>	<p>ベントチップ ¥550 07200764</p>	<p>アーチガード (12ヶ入り/交換ツール入り) ¥1,100 07796084 (アーチガード交換ツールのみ) ¥220 07794535</p>
<p>ノーワックス ¥1,100 10951928 (6ヶ入り/交換ツール入り)</p>	<p>Nx ITC TWIN BT有り/ ITE TWIN BT有り専用 ウィンドスクリーンMF1 (10粒入り) ¥2,200 10541504 (10粒入り1パック)</p>	<p>ウィンドスクリーン MF1用交換ツール ¥550 (1本) 10147702</p>

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■既製耳あな型Silk X用



穴あり

10951152 (XS) 4+10mm	10951146 (S) 7+12mm	10951148 (M) 9+14mm	10951150 (L) 11+16mm

穴なし

10951153 (XS) 4+10mm	10951147 (S) 7+12mm	10951149 (M) 9+14mm	10951151 (L) 11+16mm

ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0
 ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り)
 ※クリックスリーブ穴なしには通気ペントが空いています

10426016 4mm (穴あり)	10426017 6mm (穴なし)	10426014 8mm (穴あり)	10426012 8mm (穴なし)	10426015 10mm (穴あり)	10426013 10mm (穴なし)	10670790 チューリップドーム (フリーサイズ12mm)

ミニレシーバー用クリックドーム

		ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り)
10426018 8+10mm	10426019 10+12mm	

	ミニレシーバー用 ワックスガード2 ¥1,760 (8ヶ入り)
10962332	

■その他の既製耳あな型用

小 10670790	中 10426018	大 10426019
デジミミ3 イヤチップ ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り) ※RICのクリックドームと共通		

小 02910342	中 02910359	大 02910367
デジミミ2 イヤチップ ¥550 (1個)		

■Signia Active Pro/Active用



穴あり

10951152 (XS) 4+10mm	10951146 (S) 7+12mm	10951148 (M) 9+14mm	10951150 (L) 11+16mm

穴なし

10951153 (XS) 4+10mm	10951147 (S) 7+12mm	10951149 (M) 9+14mm	10951151 (L) 11+16mm

ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0
 ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り)
 ※クリックスリーブ穴なしには通気ペントが空いています

10426016 4mm (穴あり)	10426017 6mm (穴なし)	10426014 8mm (穴あり)	10426012 8mm (穴なし)	10426015 10mm (穴あり)	10426013 10mm (穴なし)	10670790 チューリップドーム (フリーサイズ12mm)

ミニレシーバー用クリックドーム

		ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,200 (同サイズ6ヶ入り)
10426018 8+10mm	10426019 10+12mm	

	ミニレシーバー用 ワックスガード2 ¥1,760 (8ヶ入り)
10962332	

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■ポケット型用

1



Pockettio*

Pockettio

※補聴器本体は販売を終了しております



Pockettio用
バイノーラルセット

イヤチップ・イヤホン・
イヤホンアダプター・
イヤホンコード(両耳用) (71cm)

DMP ¥8,800
10673476

DHP ¥11,000
10673475



22.5cm

494cm

Pockettio用
テレビケーブルセット
¥1,650 10673486



10673480

10673479

10673478

Pockettio用イヤチップ(S/M/L)
¥1,320
(1サイズ6ヶ入り)

1



Pockettio用イヤホン

DMP用 ¥3,300 10673482

DHP用 ¥4,400 10673481



Pockettio用
イヤホンアダプター

¥660 (6ヶ入り) 10673487



ポケット用
イヤホンアダプター

¥110 02902802



Pockettio用
イヤホンコード
(71cm)
(DMP・DHP共通)

¥660 10673485



Pockettio用
イヤホンYコード
(71cm)
(DMP・DHP共通)

¥1,650 10822309



クリップ
ポケットティオ

¥1,100 10673477

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■ 補聴器用充電器

<p>Styletto X</p>  <p>10972015 Styletto X用 充電ケース ¥44,000</p>	<p>Styletto Connect</p>  <p>10965237 Styletto Connect用 充電ケース ¥44,000</p>	<p>Styletto Essential Styletto</p>  <p>10956455 Styletto Essential、 Styletto用充電ケース ¥44,000</p>
<p>Pure Charge&Go X Motion Charge&Go X</p>  <p>10976047 ワイヤレス充電器2 (Pure Charge&Go X、Motion Charge&Go Xの7X/5X/3X用) ¥44,000</p>	<p>Pure Charge&Go X Motion Charge&Go X</p>  <p>10991804 ワイヤレス充電器E (Pure Charge&Go X、Motion Charge&Go Xの2X/1X用) ¥44,000</p>	<p>Signia Nx primax</p>  <p>10941326 ワイヤレス充電器 (Nx、px用) ¥44,000</p>
<p>Motion Charge&Go P X</p>  <p>10991643 P用ドライ&クリーン充電器 充電・除菌・乾燥機能付き (Motion Charge&Go P X用) ¥44,000</p>		<p>Motion Charge&Go SP X</p>  <p>10991649 SP用ドライ&クリーン充電器 充電・除菌・乾燥機能付き (Motion Charge&Go SP X用) ¥44,000</p>
<p>Motion Charge&Go P X</p>  <p>10996338 P用シンプル充電器 充電機能のみ (Motion Charge&Go P X用) ¥44,000</p>	<p>Motion Charge&Go SP X</p>  <p>10996343 SP用シンプル充電器 充電機能のみ (Motion Charge&Go SP X用) ¥44,000</p>	<p>Signia Active Pro/Active</p>  <p>10994528 Signia Active Pro/Active用 充電ケース ¥44,000</p>

※すべての充電器には充電ケーブル(アダプター)が付属しております。別途購入する必要がありません
 ※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

リモコン

 <p>ミニポケット miniPocket (SAFE) 10939860 ¥19,800</p>	 <p>スマートリモート Smart Remote 10827154 ¥22,000</p>	 <p>スマートコネク Smart Connect 10931141 ¥41,800</p>	 <p>miniTek (本体販売終了)</p>
--	---	--	---

周辺機器

 <p>ストリームラインマイク StreamLine Mic 10945013 ¥55,000</p>	 <p>ストリームラインTV StreamLine TV 10944824 ¥30,800</p>	 <p>TVトランスミッター TV Transmitter 10937963 ¥13,200</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> テレビパック2 10931141・10937963 ¥55,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>TVトランスミッター TV Transmitter</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>スマートコネク Smart Connect</p> </div> </div>
---	---	--	---

TV Transmitterで
テレビの音を聞く場合は
Smart Connectが
必要になります

ケアソリューションシリーズ

 <p>ドライキャップ UV2 本体サイズ：W127×H115×D127 (mm) 10997993 ¥8,800</p>	 <p>パーフェクトドライラックス 本体サイズ：W93×H48×D76 (mm) 10941021 ¥9,900</p>	 <p>パーフェクトドライ クイックエア 本体サイズ：W125×H47.5×D75 (mm) 10941020 ¥5,500</p>
 <p>パーフェクトクリーン 専用洗浄液リフィル ¥2,200 10941024</p>	 <p>クリーニングスプレー 容量：30ml ¥990 10941016</p>	 <p>補聴器乾燥キャップ シリカゲル入 (詰め替え用乾燥剤1個付) ¥990 10941022</p>

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

<p>ケアソリューションシリーズ</p>  <p>クリーニングシート (30枚入り、個包装) ¥990 10941014</p>	 <p>詰め替え用乾燥 シリカゲル (2個入り) ¥1,100 10941023</p>	 <p>クリーニングカップ (1個入り) ¥330 10941019</p>
 <p>エアブローア (1個入り) ¥990 10941017</p>	 <p>クリーニングタブレット (20個入り) ¥770 10941018</p>	 <p>スターターセット クリーニングシート：5枚 補聴器乾燥カップ：1個 乾燥シリカゲル(サイズ小)：2個 掃除用ブラシ：2種類 各1本 ¥2,200 10941013</p>

別売アクセサリ

※補聴器充電器については9ページをご覧ください

対応補聴器充電器



Styletto X用
充電ケース



Motion Charge&Go
P X用
ドライ&クリーン
充電器




Motion Charge&Go
SP X用
ドライ&クリーン
充電器




Signia Active Pro/
Active用
充電ケース

USB-タイプC




USB-タイプCケーブル
¥1,100 10968840
(ケーブル100cm)


対応補聴器充電器



Styletto X用
充電ケース




Motion Charge&Go
P X用
ドライ&クリーン
充電器




Motion Charge&Go
SP X用
ドライ&クリーン
充電器




Signia Active Pro/
Active用
充電ケース



Motion Charge&Go
P X用
シンプル充電器



Motion Charge&Go
SP X用
シンプル充電器



USBアダプター
¥2,200 10971756

対応補聴器充電器



Styletto
Connect用
充電ケース



ワイヤレス
充電器2

対応機器



パーフェクト
ドライラック



パーフェクトドライ
クイックエア

Micro USB-タイプB



ワイヤレス充電器2
電源ケーブルセット
¥3,300 10980299
(ケーブル120cm・アダプターとのセットになります)
※Styletto X(USB-タイプC)にはお使いいただけません

Smart Connect
easyTek
TV Transmitter
StreamLine TV

対応補聴器充電器



Styletto
Essential,
Styletto用
充電ケース



ワイヤレス
充電器







ワイヤレス
充電器E



easyTek 電源ケーブルセット
¥3,300 10824346
(ケーブル120cm・海外対応ACプラグ付き)

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

<p>別売アクセサリ</p> <p>TV Transmitter StreamLine TV</p>  <p>光ケーブル ¥1,650 10944812 (ケーブル200cm)</p>	<p>StreamLine TV</p>  <p>赤白ケーブル ¥1,650 10944811 (ケーブル100cm)</p>	<p>Smart Connect easyTek</p>  <p>easyTek用 耐水スリーブ ¥550 10937496</p>	<p>Smart Connect easyTek</p>  <p>easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm)</p>
---	--	---	--

■クリーニンググッズ

 <p>マグネット付き 掃除ブラシ ¥550 10939339</p>	 <p>掃除ブラシ ¥176 10940436</p>	 <p>Small (7耳あな/片耳用) 10936019 縦7.3cm×横5.5cm×高さ2.4cm Large (7両耳用) 10936018 縦8.9cm×横6.7cm×高さ3cm Basic 10936020 縦8.9cm×横6.9cm×高さ3.3cm Economy 10939393 縦8.9cm×横6.9cm×高さ3.3cm</p>			
 <p>Lifeクリーニング ワイヤー (30本入り) ¥660 10054970</p>	 <p>シグニア バッテリー チェッカー ¥880 10954470</p>	<p>化粧ケース(各種) ¥2,200</p>			

■補聴器用電池

<p>PR536 (10) 無水銀</p>  <p>10943082</p>	<p>PR41 (312) 無水銀</p>  <p>10943094</p>	<p>PR48 (13) 無水銀</p>  <p>10943095</p>	<p>PR44 (675) 無水銀</p>  <p>10943096</p>	<p>電池AAAA (2個入りパック)</p>  <p>¥440 10149949</p>
---	---	--	--	--

※冬場における空気電池の使用上の注意

空気電池は、使用環境の乾燥状態と二酸化炭素によって電池寿命が短くなります。これは空気が乾燥する冬場に、開放型の石油ストーブやガスストーブなどの暖房機で、換気を十分に行わない場合に起こることがあります

■電話に



スマートフォン用マグネット
¥550 10147344

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

※価格は納入価格になります

■ [オーダーメイド補聴器用] 耳型採型

 <p>ふつう</p> <p>ヒバフォルムA+B(大・中・小) ショア60 ベタつかない2液混合タイプの印象材 大:10951033 中:10951031 小:10951032 ¥24,200 ¥9,900 ¥6,600 ヒバフォルム 大/A・B各1.5kg(3kg)、中/A・B各500g(1kg)、 小/A・B各300g(600g)</p>	 <p>やわらかめ 硬化时间短め</p> <p>オトフォルム(AKX)A+Bショア30 ・極小オーダーメイドIIC/CICに最適 ・両耳採取もスピーディーでお待たせしません 10933801 ¥6,600 オトフォルム A・B各300g(600g)</p>	
 <p>ミニオトスコープ3000 ¥22,000 10676353 外耳道チェック用ツール(単三電池2本) ミニオトスコープ3000 交換用ライト ¥4,400 10676359</p>	 <p>オトペンライト MINI C ¥9,350 10673164 印象材ストッパーを所定の位置に セットするためのペンライト(単四電池2本) オトペンライト MINI C 交換用電球 ¥3,520 01007939 オトペンライト MINI C 交換用ペン先 ¥2,200 10946910</p>	
 <p>印象材ストッパー (黄・赤・白) お客様の耳に合わせてサイズを 選べるスポンジ製ストッパー (各100コ入) ※取り出し用糸付き ※各色別売 黄:10825530 赤:10825529 白:10541142 ¥2,200 ¥2,200 ¥3,300</p>	 <p>太い部分の容量:10ml 細い部分の容量:12ml (太) 02909757 (細) 10676362 印象材注入器 容量:22ml 印象材を注入する耳型採取用シリンジ ¥5,500</p>	 <p>インプレッション箱 ¥0</p>

■ 補聴器接続ケーブル&アダプター

<p>HI-PRO・Noahlinkから補聴器へ繋げるケーブル類</p>  <p>07784916 07784908 58cm Noahlinkケーブル(赤・青) ¥11,000 ※色をご指定ください。便宜上、赤=右、青=左となっております</p>	<p>ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳かけ型補聴器用)</p>  <p>PR41:10824469 PR48:10824470 PR536:10824471 ¥2,200 プログラミングアダプター (PR41用、PR48用、PR536用) ※一本単位での販売となります</p>	<p>プログラミングシュー Sirion2 SP Intuis2 SP Intuis3 SP ¥2,200 プログラミングシュー Prompt MP Intuis3 P ¥2,200</p>  <p>10939489 10933080</p>
<p>ケーブルから補聴器に繋げる部品(耳あな型補聴器用)</p>  <p>フレックスコネクタ2キット HI-PROケーブル1本、 アダプタ付ストリップ2本、クリップ×1個 ¥13,200 10604509</p>	 <p>アダプター付 フレックスストリップ (2本入り) ¥4,400 10604510</p>	


■ その他 備品

 <p>ヒヤリング チューブ 10417798 ¥2,750</p>	 <p>ステト クリップ 10541796 ¥4,950</p>	 <p>ウルトラバック バキューム チップセット (6個) 02749596 ¥3,850</p>	 <p>ウルトラバック 乾燥用カップ 10951168 ¥1,650</p>
---	---	--	---





※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2021年6月現在のものです

■ 装用効果をもつスリーブ・ドームを選ぶ

豊富な種類のスリーブとドームで、さまざまな聴力に対応可能



Pure10 Nx / Ace px / Ace bxを除く 全てのRIC型補聴器



Silk X

Silk X

聴力レベル (dB)

周波数 (kHz)

※Silk Xはクリックモード非対応

Signia Active Pro/Active

Signia Active Pro/Active

聴力レベル (dB)

周波数 (kHz)

※Signia Active Pro/Activeはクリックモード非対応

シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 販売店様専用問合せ窓口 カスタマーサービス

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

販促物注文専用Fax:050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください



販売店様向けサイト
www.signia-pro.com/ja-jp



販売店様向けニュースレター
www.signia-pro.com/ja-jp/service/newsletter



www.facebook.com/SigniaHearingJapan/



公式YouTube シグニアTV



www.instagram.com/signiahearingjapan



このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります
カタログに表示されている価格は希望小売価格です

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2021年6月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。21.06.JP.17001304

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します



6月6日は補聴器の日